

MACHEREY-NAGEL



Colonnes et Fournitures

Sarl World Lab

www.worldlab-dz.com



• Extraction en phase solide (SPE).....2-30

- [Colonnes pour la SPE](#)
- [SPE automatisée](#)
- [Plaques 96 puits SPE](#)
- [Mélanges QuEChERS](#)
- [SLE / LLE](#)
- [Adsorbants SPE](#)



• Filtration des échantillons.....31-42

- [Filtres seringue](#)
- [Cartouches filtrantes](#)
- [Plaques de filtration multi 96 puits](#)



• Flacons et bouchons.....43-71

- [Flacons \(vials\)](#)
- [Inserts](#)
- [Bouchons, capsules et septa](#)
- [Kits de flacons et autres combinaisons](#)
- [Portoirs de flacons et conteneurs](#)



• Flash-Chromatographie / LC adsorbants.....72-78

- [Cartouches de Flash](#)
- [Adsorbants Flash et LC](#)
- [Colonnes de Flash en verre](#)



• HPLC et UHPLC.....79-93

- [Colonnes HPLC et UHPLC](#)
- [Adsorbants HPLC](#)



• Chromatographie sur couche mince (CCM).....94-117

- [Plaques et feuilles CCM / HPTLC](#)
- [TLC micro sets \(Kits pour la CCM\)](#)
- [Adsorbants et accessoires CCM](#)



• Chromatographie en phase gazeuse (CPG).....118-135

- [Colonnes CPG](#)
- [Précolonnes CPG et retention gaps](#)
- [Réactifs de dérivation pour la CPG](#)

Extraction sur phase solide (SPE)

L'extraction sur phase solide (SPE, solid phase extraction), est un outil puissant utilisé aujourd'hui par la plupart des chromatographistes. Depuis plus de 30 ans MACHEREY-NAGEL propose des colonnes SPE CHROMABOND contenant des matériaux de remplissage à base de silice.

La SPE est une forme de chromatographie digitale (par étapes) utilisée pour extraire, répartir, et/ou adsorber un ou plusieurs composés à partir d'un liquide (échantillon) sur une phase stationnaire (adsorbant ou résine). Une substance adsorbée peut être éliminée de l'adsorbant en augmentant par étapes la force d'élution (technique de gradient par étapes).

La SPE permet de prolonger la durée de vie d'un système chromatographique, d'améliorer les analyses qualitatives et quantitatives et de diminuer les exigences posées sur les instruments analytiques.



La SPE peut être utilisée dans un large spectre d'applications

- Analyses environnementales
- Analyses pharmaceutiques et biochimiques
- Chimie organique
- Analyses agro-alimentaires



Colonnes SPE, CHROMABOND PFAS, 6 mL/300 mg

Contenu 30 Pièce(s)

REF 730283

Prix sur demande



Colonnes vides CHROMABOND LV 15 mL, approx. 200-500 mg, PP avec frittés en PE

Contenu 50 Pièce(s)

REF 732501

Prix sur demande



Colonnes SPE, CHROMABOND ABC18, 45 µm, 6 mL/500 mg

Contenu 30 Pièce(s)

REF 730533

Prix sur demande





Colonnes SPE, CHROMABOND C18 ec, 45 μ m, 3 mL/200 mg

Contenu 50 Pièce(s)

REF 730012

Prix sur demande 



Colonnes SPE en verre, CHROMABOND Na:SO₄/Florisil, 6 mL/2/2g

Contenu 30 Colonne(s)

REF 730249G

Prix sur demande 



CHROMABOND SPE chambre à vide pour 12 positions, complète

Contenu 1 Ensemble(s)

REF 730150N

Prix sur demande 



Colonnes SPE, CHROMABOND HR-X, 85 μ m, 6 mL/200 mg

Contenu 30 Colonne(s)

REF 730938

Prix sur demande 



Colonnes SPE, CHROMABOND HLB, 60 μ m, 3 mL/200 mg

Contenu 30 Colonne(s)

REF 730924

Prix sur demande 



Colonnes SPE, CHROMABOND HLB, 30 μ m, 3 mL/60 mg

Contenu 30 Pièce(s)

REF 730923P30

Prix sur demande 



Colonnes SPE, CHROMABOND SiOH, 45 μ m, 6 mL/1000 mg

Contenu 30 Colonne(s)

REF 730075

Prix sur demande 



Colonnes SPE, CHROMABOND HLB, 60 μ m, 3 mL/60 mg

Cc

RE

Pri

 **LA FRANÇAISE**
Paris
PLATEFORME D'ACHAT - contact@lfdes.com - FRANCE



Colonnes CHROMABOND vides, 3 mL, polypropylène, avec éléments filtrants en PE

Contenu 50 Pièce(s)

REF 730160

Prix sur demande 



Colonnes SPE, CHROMABOND C18, 45 μ m, 6 mL/500 mg

Contenu 30 Colonne(s)

REF 730004

Prix sur demande 



Cartouches SPE, CHROMAFIX HR-P, Medium

Contenu 50 Pièce(s)

REF 731840

Prix sur demande 



Colonnes SPE, CHROMABOND Easy, 80 μ m, 3 mL/200 mg

Contenu 30 Colonne(s)

REF 730754

Prix sur demande 



Colonnes SPE, CHROMABOND SB, 45 μ m, 6 mL/1000 mg

Contenu 30 Pièce(s)

REF 730323

Prix sur demande 



Colonnes SPE (ELL/E8L), CHROMABOND XTR, 70 mL/14500 mg

Contenu 30 Pièce(s)

REF 730507

Prix sur demande 



Colonnes SPE, CHROMABOND HR-X, 85 μ m, 3 mL/200 mg

Contenu 30 Colonne(s)

REF 730931

Prix sur demande 



Colonnes SPE, CHROMABOND C18 ec f, 100 μ m, 6 mL/500 mg

Contenu 30 Pièce(s)

REF 730016

Prix sur demande 



Colonnes SPE, CHROMABOND C18 ec, 45 μ m, 6 mL/500 mg

Contenu 30 Colonne(s)

REF 730014

Prix sur demande 



Colonnes SPE, CHROMABOND C18 f, 100 μ m, 6 mL/500 mg

Contenu 30 Pièce(s)

REF 730403

Prix sur demande 



Colonnes SPE en verre, CHROMABOND Florisil, 150–250 µm, 6 mL/2000 mg

Contenu 30 Pièce(s)

REF 730239G

Prix sur demande 



Colonnes SPE LV, CHROMABOND HR-P, 50–100 µm, 15 mL/200 mg

Contenu 30 Pièce(s)

REF 732108

Prix sur demande 



Colonnes SPE en verre, CHROMABOND C18 ec, 45 µm, 3 mL/200 mg

Contenu 50 Pièce(s)

REF 730012G

Prix sur demande 



Colonnes SPE, CHROMABOND HR-X, 85 µm, 1 mL/30 mg

Contenu 30 Pièce(s)

REF 730934

Prix sur demande 



CHROMABOND QuEChERS Mix VI, Clean-up, EN 15662, tubes à centrifuger de 15 mL

Contenu 50 Pièce(s)

REF 730974

Prix sur demande 



Cartouches SPE, CHROMAFIX C18 ec, Small

Contenu 50 Pièce(s)

REF 731804

Prix sur demande 



Cartouches SPE, CHROMAFIX P8-RP, Small

Contenu 50 Pièce(s)

REF 731877

Prix sur demande 



Colonnes SPE, CHROMABOND C18 ec, 45 µm, 3 mL/500 mg

Contenu 50 Colonne(s)

REF 730013

Prix sur demande 



CHROMABOND polypropylène (PP) Tubes à centrifuger, 50 mL, bouchon à vis, vide

Contenu 50 Pièce(s)

REF 730223

Prix sur demande 



Colonnes SPE, CHROMABOND SiOH, 45 μm , 3 mL/500 mg

Contenu 50 Colonne(s)

REF 730073



Colonnes SPE, CHROMABOND Easy, 80 μm , 3 mL/60 mg

Contenu 30 Pièce(s)

REF 730753



CHROMABOND QuEChERS Mix IV, Clean-up, EN 15662, tubes à centrifuger de 15 mL

Contenu 50 Pièce(s)

REF 730973



Colonnes SPE, CHROMABOND Easy, 80 μm , 6 mL/500 mg

Contenu 30 Pièce(s)

REF 730756

Prix sur demande



Colonnes SPE, CHROMABOND PA, 40–80 μm , 6 mL/1000 mg

Contenu 30 Pièce(s)

REF 730127

Prix sur demande



Colonnes SPE, CHROMABOND C18 ec, 45 μm , 6 mL/1000 mg

Contenu 30 Colonne(s)

REF 730015

Prix sur demande



Colonnes SPE, CHROMABOND HR-P, 50–100 μm , 3 mL/500 mg

Contenu 30 Pièce(s)

REF 730117

Prix sur demande



Colonnes SPE, CHROMABOND Florisil, 150–250 μm , 6 mL/1000 mg

Contenu 30 Colonne(s)

REF 730082

Prix sur demande



Colonnes SPE, CHROMABOND SA/SiOH, 45 μm , 3 mL/500/500 mg

Contenu 50 Colonne(s)

REF 730132

Prix sur demande





Colonnes SPE, CHROMABOND HR-P, 50-100 μm , 6 mL/500 mg

Contenu 30 Pièce(s)

REF 730111

Prix sur demande



Adsorbants SPE, ELL, E8L, CHROMABOND XTR + 100 éléments filtrants

Contenu 1 Paquet(s)

REF 730585

Prix sur demande



Colonnes SPE (ELL/E8L), CHROMABOND XTR, 45 mL/8300 mg

Contenu 30 Pièce(s)

REF 730508

Prix sur demande



Colonnes CHROMABOND vides, 30 mL, polypropylène, avec éléments filtrants en PE

Contenu 20 Pièce(s)

REF 730380

Prix sur demande



Cartouches SPE, CHROMAFIX C18, Small

Contenu 50 Pièce(s)

REF 731801

Prix sur demande



Colonnes SPE, CHROMABOND HR-P, 50-100 μm , 3 mL/200 mg

Contenu 30 Colonnes(s)

REF 730108

Prix sur demande



Colonnes SPE, CHROMABOND SA, 45 μm , 6 mL/500 mg

Contenu 30 Pièce(s)

REF 730425

Prix sur demande



Colonnes SPE en verre, CHROMABOND C18 ec, 45 μm , 6 mL/500 mg

Contenu 30 Pièce(s)

REF 730014G

Prix sur demande



Adsorbants SPE (vrac) CHROMABOND C18 ec

Contenu 1 Paquet(s)

REF 730611

Prix sur demande





CHROMABOND QuEACHERS Mix XX, Clean-up, AOAC 2007.01, tubes à centrifuger de 15 mL

Contenu 50 Pièce(s)

REF 730658

Prix sur demande



Cartouches SPE, CHROMAFIX PS-Ag⁺, Medium

Contenu 50 Pièce(s)

REF 731865

Prix sur demande



Colonnes SPE en verre, CHROMABOND C8, 45 µm, 6 mL/500 mg

Contenu 30 Pièce(s)

REF 730024G

Prix sur demande



Colonnes SPE, CHROMABOND HR-X, 85 µm, 15 mL/1000 mg

Contenu 20 Pièce(s)

REF 730941

Prix sur demande



Colonnes SPE, CHROMABOND C18, 45 µm, 3 mL/200 mg

Contenu 50 Pièce(s)

REF 730002

Prix sur demande



Colonnes CHROMABOND vides, 70 mL, polypropylène, avec éléments filtrants en PE

Contenu 20 Pièce(s)

REF 730158

Prix sur demande



adaptateurs pour colonnes en polypropylène (PP) SPE CHROMABOND 1, 3, 6 mL

Contenu 10 Pièce(s)

REF 730101

Prix sur demande



Cartouches SPE, CHROMAFIX PS-H⁺, Small

Contenu 50 Pièce(s)

REF 731867

Prix sur demande



Colonnes SPE, CHROMABOND Easy, 80 µm, 6 mL/200 mg

Contenu 30 Colonne(s)

REF 730755

Prix sur demande





Colonnes SPE, CHROMABOND Carbon A, 6 mL/1 g

Contenu 30 Pièce(s)

REF 730167

Prix sur demande



Colonnes SPE (séparation de phase), CHROMABOND PTS

Contenu 100 Pièce(s)

REF 730718

Prix sur demande



Colonnes SPE (séparation de phase), CHROMABOND PTS

Contenu 50 Pièce(s)

REF 730722

Prix sur demande



Colonnes SPE, CHROMABOND C18 PAH, 45 µm, 6 mL/2000 mg

Contenu 30 Pièce(s)

REF 730166

Prix sur demande



Frittés en fibre de verre pr col. SPE en verre vides CHROMABOND, 6 mL

Contenu 250 Pièce(s)

REF 730192

Prix sur demande



Colonnes SPE, CHROMABOND SiOH, 45 µm, 6 mL/500 mg

Contenu 30 Colonne(s)

REF 730070

Prix sur demande



Colonnes SPE, CHROMABOND C18 ec, 45 µm, 45 mL/5000 mg

Contenu 20 Pièce(s)

REF 730405

Prix sur demande



Colonnes SPE, CHROMABOND NH₂, 45 µm, 6 mL/1000 mg

Contenu 30 Pièce(s)

REF 730626

Prix sur demande



Colonnes SPE, CHROMABOND OH (Diol), 45 µm, 3 mL/500 mg

Contenu 50 Pièce(s)

REF 730053

Prix sur demande





Colonnes SPE, CHROMABOND HR-XC, 45 μm , 3 mL/200 mg

Contenu 30 Pièce(s)

REF 730952P45

Prix sur demande 



Frittés en PE pr col. SPE vide CHROMABOND LV, 15 mL, approx. 200-500 mg

Contenu 250 Pièce(s)

REF 732020

Prix sur demande 



Colonnes SPE, CHROMABOND HR-X, 85 μm , 6 mL/500 mg

Contenu 30 Colonne(s)

REF 730939

Prix sur demande 



Colonnes SPE, CHROMABOND C18, 45 μm , 6 mL/1000 mg

Contenu 30 Colonne(s)

REF 730005

Prix sur demande 



Colonnes SPE, CHROMABOND 8B, 45 μm , 3 mL/500 mg

Contenu 50 Colonne(s)

REF 730079

Prix sur demande 



Colonnes SPE, CHROMABOND HR-P AOX, 50-100 μm , 6 mL/500 mg

Contenu 30 Pièce(s)

REF 730111.AOX

Prix sur demande 



Colonnes SPE, CHROMABOND C4, 45 μm , 1 mL/100 mg

Contenu 100 Pièce(s)

REF 730225

Prix sur demande 



Colonnes SPE, CHROMABOND HR-XAW, 85 μm , 6 mL/500 mg

Contenu 30 Pièce(s)

REF 730745

Prix sur demande 



Colonnes SPE, CHROMABOND Na₂SO₄/Florisil, 6 mL/2/2g

Contenu 30 Pièce(s)

REF 730249

Prix sur demande 



Adsorbants SPE (vrac) CHROMABOND Diamino (PSA pour QuEChERS)

Contenu 1 Paquet(s)

REF 730653

Prix sur demande



Colonnes SPE, CHROMABOND PCA, 45 μ m, 3 mL/500 mg

Contenu 50 Pièce(s)

REF 730482

Prix sur demande



Cartouches SPE, CHROMAFIX C18 ec, Medium

Contenu 50 Pièce(s)

REF 731805

Prix sur demande



Cartouches SPE, CHROMAFIX P8-H⁺, Medium

Contenu 50 Pièce(s)

REF 731861

Prix sur demande



Colonnes SPE, CHROMABOND NAN, 45 μ m, 6 mL/700/2000/700 mg

Contenu 30 Colonne(s)

REF 730149

Prix sur demande



Colonnes SPE, CHROMABOND C18 ec, 45 μ m, 1 mL/100 mg

Contenu 100 Pièce(s)

REF 730011

Prix sur demande



Colonnes SPE, CHROMABOND PA, 40-80 μ m, 6 mL/500 mg

Contenu 30 Pièce(s)

REF 730007

Prix sur demande



Colonnes SPE, CHROMABOND HR-XA, 85 μ m, 3 mL/200 mg

Contenu 30 Pièce(s)

REF 730951

Prix sur demande



Colonnes SPE, CHROMABOND HR-XAW, 85 μ m, 3 mL/60 mg

Contenu 30 Pièce(s)

REF 730747

Prix sur demande





CHROMABOND QuEChERS Mix I, Extraction, EN 15662, tubes à centrifuger de 15 mL

Contenu 50 Pièce(s)

REF 730970

Prix sur demande



Colonnes SPE LV, CHROMABOND C18 ec, 45 µm, 15 mL/500 mg

Contenu 30 Pièce(s)

REF 732013

Prix sur demande



Colonnes SPE, CHROMABOND NH2/C18, 45 µm, 6 mL/500/500 mg

Contenu 30 Pièce(s)

REF 730618

Prix sur demande



Adsorbants SPE (vrac) ELL, E8L, CHROMABOND XTR

Contenu 1 Paquet(s)

REF 730595.5000

Prix sur demande



Colonnes SPE (ELL/E8L), CHROMABOND XTR, 6 mL/1000 mg

Contenu 30 Pièce(s)

REF 730487

Prix sur demande



CHROMABOND Multi 96 deep-well plaque de collecte, 96x2 mL

Contenu 5 Pièce(s)

REF 738650.5

Prix sur demande



Colonnes SPE LV, CHROMABOND HR-X, 85 µm, 15 mL/200 mg

Contenu 30 Pièce(s)

REF 732132

Prix sur demande



Colonnes SPE, CHROMABOND C18 f, 100 µm, 3 mL/500 mg

Contenu 50 Pièce(s)

REF 730008

Prix sur demande



Colonnes SPE, CHROMABOND HR-XC, 85 µm, 3 mL/200 mg

Contenu 30 Pièce(s)

REF 730952

Prix sur demande





Colonnes SPE, CHROMABOND HR-XAW, 45 µm, 3 mL/200 mg

Contenu 30 Pièce(s)

REF 730748P45

Prix sur demande



Colonnes SPE en verre, CHROMABOND NAN, 45 µm, 6 mL/700/2000/700 mg

Contenu 30 Pièce(s)

REF 730149G

Prix sur demande



Colonnes SPE (ELL/ESL), CHROMABOND XTR, 150 mL/37500 mg

Contenu 10 Pièce(s)

REF 730509

Prix sur demande



Adaptateur de tuyaux pour Colonnes SPE CHROMABOND 1, 3, 6 mL incl. tube, poids

Contenu 1 Ensemble(s)

REF 730243

Prix sur demande



Cartouches SPE, CHROMAFIX 8B, Large

Contenu 50 Pièce(s)

REF 731836

Prix sur demande



Cartouches SPE, CHROMAFIX HR-P, Small

Contenu 50 Pièce(s)

REF 731839

Prix sur demande



Colonnes SPE, CHROMABOND CN/SiOH, 45 µm, 6 mL/500/1000 mg

Contenu 30 Colonne(s)

REF 730135

Prix sur demande



Colonnes SPE, CHROMABOND HR-X, 85 µm, 3 mL/60 mg

Contenu 30 Pièce(s)

REF 730936

Prix sur demande



Colonnes SPE, CHROMABOND C18, 45 µm, 1 mL/100 mg

Contenu 100 Pièce(s)

REF 730001

Prix sur demande





Colonnes SPE, CHROMABOND SiOH, 45 µm, 1 mL/100 mg

Contenu 100 Pièce(s)

REF 730071

Prix sur demande



Colonnes SPE, CHROMABOND NH₂, 45 µm, 1 mL/100 mg

Contenu 100 Pièce(s)

REF 730031

Prix sur demande



Colonnes SPE, CHROMABOND SA, 45 µm, 6 mL/1000 mg

Contenu 30 Pièce(s)

REF 730212

Prix sur demande



Colonnes SPE, CHROMABOND NAN, 45 µm, 3 mL/400/1400/400 mg

Contenu 50 Pièce(s)

REF 730109

Prix sur demande



Colonnes SPE en verre, CHROMABOND SiOH, 45 µm, 6 mL/2000 mg

Contenu 30 Pièce(s)

REF 730107G

Prix sur demande



Colonnes SPE (séparation de phase), CHROMABOND PTS

Contenu 20 Pièce(s)

REF 730724

Prix sur demande



CHROMABOND Raccord luer, femelle pour le couvercle de Chambre à vide

Contenu 12 Pièce(s)

REF 730183.12

Prix sur demande



Colonnes SPE, CHROMABOND C18, 45 µm, 3 mL/500 mg

Contenu 50 Colonne(s)

REF 730003

Prix sur demande



Colonnes SPE, CHROMABOND HLB, 60 µm, 6 mL/200 mg

Contenu 30 Colonne(s)

REF 730926

Prix sur demande





Colonnes CHROMABOND vides, 6 mL, en verre, avec frittés en fibre de verre

Contenu 30 Pièce(s)

REF 730172

Prix sur demande 



Colonnes CHROMABOND vides, 15 mL, polypropylène, avec éléments filtrants en PE

Contenu 20 Pièce(s)

REF 730230

Prix sur demande 



Colonnes SPE, CHROMABOND HILIC, 45 µm, 6 mL/500 mg

Contenu 30 Pièce(s)

REF 730594

Prix sur demande 



Colonnes SPE, CHROMABOND HLB, 30 µm, 3 mL/200 mg

Contenu 30 Pièce(s)

REF 730924P30

Prix sur demande 



Cartouches SPE, CHROMAFIX 9A, Medium

Contenu 50 Pièce(s)

REF 731832

Prix sur demande 



Cartouches SPE, CHROMAFIX Dry (Na₂SO₄), Small

Contenu 50 Pièce(s)

REF 731852

Prix sur demande 



Cartouches SPE, CHROMAFIX P8-H⁺, Large

Contenu 50 Pièce(s)

REF 731863

Prix sur demande 



Cartouches SPE, CHROMAFIX P8-Ba²⁺, Medium

Contenu 50 Pièce(s)

REF 731870

Prix sur demande 



Colonnes SPE, CHROMABOND 9A, 45 µm, 3 mL/500 mg


Contenu 50 Colonnes(s)

REF 730077

Prix sur demande 

SPE CHROMABOND automatisée – pour des résultats reproductibles

L'extraction sur phase solide (SPE) manuelle peut prendre beaucoup de temps et nerveusement éprouvante, surtout lorsque le rendement et la reproductibilité font défaut en raison de la variabilité de l'échantillon. Si la SPE peut être automatisée de manière fiable, elle devient un processus beaucoup plus efficace et reproductible pour les applications à haut débit.



Colonnes SPE MPS CHROMABOND HR-X, 3 mL/200 mg

Contenu 30 Pièce(s)

REF 730931MPS

Prix sur demande 



Colonnes SPE MPS CHROMABOND HR-X, 1 mL/100 mg

Contenu 30 Pièce(s)

REF 730935MPS

Prix sur demande 



Colonnes SPE MPS CHROMABOND HR-X, 6 mL/500 mg

Contenu 30 Pièce(s)

REF 730939MPS

Prix sur demande 



Colonnes SPE Aspec, CHROMABOND C18 ec, 1 mL/100 mg

Contenu 100 Pièce(s)

REF 730011ASP

Prix sur demande 



Colonnes SPE MPS CHROMABOND C18 ec, 1 mL/100 mg

Contenu 100 Pièce(s)

REF 730011MPS

Prix sur demande 



Colonnes SPE MPS CHROMABOND C18 ec, 3 mL/200 mg

Contenu 50 Pièce(s)

REF 730012MPS

Prix sur demande 



Colonnes SPE Aspec, CHROMABOND C18 ec, 3 mL/500 mg

Contenu 100 Pièce(s)

REF 730013ASP

Prix sur demande



Colonnes SPE MPS CHROMABOND C18 ec, 3 mL/500 mg

Contenu 50 Pièce(s)

REF 730013MPS

Prix sur demande



Colonnes SPE Aspec, CHROMABOND SiOH, 3 mL/500 mg

Contenu 100 Pièce(s)

REF 730073ASP

Prix sur demande



Colonnes SPE MPS CHROMABOND SiOH, 3 mL/500 mg

Contenu 50 Pièce(s)

REF 730073MPS

Prix sur demande



Plaques 96 puits SPE

La préparation simultanée de 96 échantillons avec nos plaques 96 puits CHROMABOND SPE multi 96 est votre choix pour l'extraction en phase solide à haut débit (HTP) avec des systèmes robotisés automatisés. Rendez votre SPE plus économique en gagnant du temps et en consommant moins de solvant



CHROMABOND Multi 96 deep-well plaque de collecte, 96x2 mL

Contenu 5 Pièce(s)

REF 738650.5

Prix sur demande



CHROMABOND Multi 96 Chambre à vide

Contenu 1 Pièce(s)

REF 738630.M

Prix sur demande



Plaque Multi 96 puits SPE CHROMABOND C18, 96x 100 mg, 45 µm

Contenu 1 Pièce(s)

REF 738001.100M

Prix sur demande



CHROMABOND Multi 96 réservoir monoblock

Contenu 2 Pièce(s)

REF 738639.M

Prix sur demande



CHROMABOND Multi 96 Support pour réceptacles PP (barrettes 12x8puits), 96x1.0

Contenu 5 Pièce(s)

REF 738637

Prix sur demande



CHROMABOND Multi 96 couvercle - caoutchouc butyl + PTFE, dimensions

Contenu 1 Pièce(s)

REF 738645

Prix sur demande





CHROMABOND Multi 96-puits plaque, 96x0.5 mL volume

Contenu 10 Pièce(s)

REF 738651

Prix sur demande



CHROMABOND Multi 96 PP- barrettes 12x 8-puits, volume 96x1.0 mL

Contenu 10 Pièce(s)

REF 738652

Prix sur demande



Plaque Multi 96 puits SPE CHROMABOND SB (SAX), 96x 100 mg, 45 µm

Contenu 1 Pièce(s)

REF 738101.100M

Prix sur demande



Plaque Multi 96 puits SPE CHROMABOND HR-P, 96x 100 mg, 50-100 µm

Contenu 1 Pièce(s)

REF 738111.100M

Prix sur demande



Plaque Multi 96 puits SPE CHROMABOND XTR, ELL/ESL, 96x 150 mg

Contenu 1 Pièce(s)

REF 738131.150M

Prix sur demande



Bouchons pour barrettes de tube PP de 8 puits (REF 738652)

Contenu 1 Pièce(s)

REF 738638

Prix sur demande



Plaque Multi 96 puits SPE CHROMABOND C18 ec, 96x 100 mg, 45 µm

Contenu 1 Pièce(s)

REF 738011.100M

Prix sur demande



Plaque Multi 96 puits SPE CHROMABOND C8, 96x 100 mg, 45 µm

Contenu 1 Pièce(s)

REF 738021.100M

Prix sur demande



Plaque Multi 96 puits SPE CHROMABOND SiOH, 96x 100 mg, 45 µm

Contenu 1 Pièce(s)

REF 738071.100M

Prix sur demande






Plaque Multi 96 puits SPE CHROMABOND SA (SCX), 96x 100 mg, 45 μ m

Contenu 1 Pièce(s)

REF 738141.100M

Prix sur demande 



Plaque Multi 96 puits SPE CHROMABOND Drug, 96x 100 mg, 45 μ m

Contenu 1 Pièce(s)

REF 738161.100M

Prix sur demande 



Plaque Multi 96 puits SPE CHROMABOND HR-X, 96x 100 mg, 85 μ m

Contenu 1 Pièce(s)

REF 738530.100M

Prix sur demande 



Plaque Multi 96 puits SPE CHROMABOND HLB, 96x 60 mg, 60 μ m

Contenu 1 Pièce(s)

REF 738920.060M

Prix sur demande 



Plaque Multi 96 puits SPE CHROMABOND HLB, 96x 10 mg, 30 μ m

Contenu 1 Pièce(s)

REF 738921.010M

Prix sur demande 



Plaque Multi 96 puits SPE CHROMABOND HLB, 96x 30 mg, 30 μ m

Contenu 1 Pièce(s)

REF 738921.030M

Prix sur demande 

Mélanges QuEChERS

La méthode QuEChERS est utilisée dans la détermination des résidus de pesticides dans les échantillons d'aliments. Nos produits SPE dispersifs permettent un nettoyage rapide des échantillons fortement contaminés par la matrice. Nous proposons de nombreux mélanges QuEChERS de différentes tailles/qtés d'adsorbants.



CHROMABOND QuEChERS Mix VI, Clean-up, EN 15662, tubes à centrifuger de 15 mL

Contenu 50 Pièce(s)

REF 730974

Prix sur demande



CHROMABOND QuEChERS Mix IV, Clean-up, EN 15662, tubes à centrifuger de 15 mL

Contenu 50 Pièce(s)

REF 730973

Prix sur demande



CHROMABOND QuEChERS Mix XX, Clean-up, AOAC 2007.01, tubes à centrifuger de 15 mL

Contenu 50 Pièce(s)

REF 730658

Prix sur demande



CHROMABOND QuEChERS Mix I, Extraction, EN 15662, tubes à centrifuger de 15 mL

Contenu 50 Pièce(s)

REF 730970

Prix sur demande



CHROMABOND QuEChERS Mix III, Clean-up, EN 15662, tubes à centrifuger de 15 mL

Contenu 50 Pièce(s)

REF 730972

Prix sur demande



CHROMABOND QuEChERS Mix I, Extraction, EN 15662, tubes à centrifuger de 50 mL

Contenu 50 Pièce(s)

REF 730970.1

Prix sur demande





CHROMABOND QuEChERS Mix V, Clean-up, EN 15662, tubes à centrifuger de 2 mL

Contenu 50 Pièce(s)

REF 730358.2

Prix sur demande



CHROMABOND QuEChERS Mix III, Clean-up, EN 15662, tubes à centrifuger de 2 mL

Contenu 50 Pièce(s)

REF 730646.2

Prix sur demande



CHROMABOND QuEChERS Mix XIX, Clean-up, AOAC 2007.01, tubes à centrifuger de 2 mL

Contenu 50 Pièce(s)

REF 730657.2

Prix sur demande



CHROMABOND QuEChERS Mix XX, Clean-up, AOAC 2007.01, tubes à centrifuger de 2 mL

Contenu 50 Pièce(s)

REF 730670.2

Prix sur demande



CHROMABOND QuEChERS Mix XLVII, Clean-up, AOAC 2007.01, tubes à centrifuger, 2 mL

Contenu 50 Pièce(s)

REF 730843.2

Prix sur demande



CHROMABOND QuEChERS Mix IV, Clean-up, EN 15662, tubes à centrifuger de 2 mL

Contenu 50 Pièce(s)

REF 730850.2

Prix sur demande



CHROMABOND QuEChERS Mix VI, Clean-up, EN 15662, tubes à centrifuger, 2 mL

Contenu 50 Pièce(s)

REF 730858.2

Prix sur demande



CHROMABOND QuEChERS Mix II, Extraction, AOAC 2007.01, tubes à centrifuger 15 mL

Contenu 50 Pièce(s)

REF 730971

Prix sur demande



CHROMABOND QuEChERS Mix V, Clean-up, EN 15662, tubes à centrifuger de 15 mL

Contenu 50 Pièce(s)

REF 730975

Prix sur demande





CHROMABOND QuEChERS Mix XII, Extraction, original, tubes à centrifuger de 15 mL

Contenu 50 Pièce(s)

REF 730648

Prix sur demande



CHROMABOND QuEChERS Mix XIX, Clean-up, AOAC 2007.01, tubes à centrifuger, 15 mL

Contenu 50 Pièce(s)

REF 730669

Prix sur demande



CHROMABOND QuEChERS Mix XIX, Clean-up, AOAC 2007.01, tubes à centrifuger, 15 mL

Contenu 50 Pièce(s)

REF 730657

Prix sur demande



CHROMABOND QuEChERS Mix XVII, Clean-up, AOAC 2007.01, tubes à centrifuger, 15 mL

Contenu 50 Pièce(s)

REF 730842

Prix sur demande



CHROMABOND QuEChERS Mix XLVII, Clean-up, AOAC 2007.01, tubes à centrifuger, 15 mL

Contenu 50 Pièce(s)

REF 730845

Prix sur demande



CHROMABOND QuEChERS Mix XVII, Clean-up, AOAC 2007.01, tubes à centrifuger, 2 mL

Contenu 50 Pièce(s)

REF 730996.2

Prix sur demande



CHROMABOND QuEChERS Mix M1, mél. spécial pr clean-up pr analyses de mycotoxines

Contenu 50 Pièce(s)

REF 730779

Prix sur demande



CHROMABOND QuEChERS Mix XLIX, Clean-up, tubes à centrifuger, 15 mL

Contenu 50 Pièce(s)

REF 7300000

Prix sur demande



CHROMABOND QuEChERS Mix III, Clean-up, EN 15662, tubes à centrifuger de 15 mL

Contenu 50 Pièce(s)

REF 730980

Prix sur demande





CHROMABOND QuEChERS Mix XII, Extraction, original, tubes à centrifuger de 15 mL

Contenu 50 Pièce(s)

REF 730984

Prix sur demande



CHROMABOND QuEChERS Mix II, Extraction, AOAC 2007.01, tubes à centrifuger 50 mL

Contenu 50 Pièce(s)

REF 730694.1

Prix sur demande



SLE / LLE – Extraction sans formation d'émulsion

L'extraction liquide-liquide ou liquide-solide de solutions aqueuses très visqueuses, tels que les fluides physiologiques, les colorants dans les textiles, etc. peut être réalisée avec CHROMABOND XTR, qui permet de préparer simultanément plusieurs échantillons, de manière rapide, reproductible et économique.



Colonne SPE (ELL/ESL), CHROMABOND XTR, 70 mL/14500 mg

Contenu 30 Pièce(s)

REF 730507

Prix sur demande



Adsorbants SPE, ELL, ESL, CHROMABOND XTR + 100 éléments filtrants

Contenu 1 Paquet(s)

REF 730585

Prix sur demande



Colonne SPE (ELL/ESL), CHROMABOND XTR, 45 mL/8300 mg

Contenu 30 Pièce(s)

REF 730508

Prix sur demande





Colonnes SPE (séparation de phase),
CHROMABOND PTS

Contenu 100 Pièce(s)

REF 730718

Prix sur demande



Colonnes SPE (séparation de phase),
CHROMABOND PTS

Contenu 50 Pièce(s)

REF 730722

Prix sur demande



Adsorbants SPE (vrac) ELL, E8L,
CHROMABOND XTR

Contenu 1 Paquet(s)

REF 730595.5000

Prix sur demande



Colonnes SPE (ELL/E8L), CHROMABOND XTR,
6 mL/1000 mg

Contenu 30 Pièce(s)

REF 730487

Prix sur demande



Colonnes SPE (ELL/E8L), CHROMABOND XTR,
150 mL/37500 mg

Contenu 10 Pièce(s)

REF 730509

Prix sur demande



Colonnes SPE (séparation de phase),
CHROMABOND PTS

Contenu 20 Pièce(s)

REF 730724

Prix sur demande



Adsorbants SPE, ELL, E8L, CHROMABOND
XTR + 50 éléments filtrants (10 mm)

Contenu 1 Paquet(s)

REF 730586

Prix sur demande



Colonnes SPE (ELL/E8L), CHROMABOND XTR,
15 mL/3000 mg

Contenu 30 Pièce(s)

REF 730489

Prix sur demande



Colonnes SPE (ELL/E8L), CHROMABOND XTR,
3 mL/500 mg

Contenu 50 Pièce(s)

REF 730502

Prix sur demande





Colonnes SPE (ELL/E8L), CHROMABOND XTR, 30 mL/4500 mg

Contenu 30 Pièce(s)

REF 730505

Prix sur demande



Plaque Multi 96 puits SPE CHROMABOND XTR, ELL/E8L, 96x 150 mg

Contenu 1 Pièce(s)

REF 738131.150M

Prix sur demande



Colonnes SPE (séparation de phase), CHROMABOND PTL

Contenu 100 Pièce(s)

REF 730732

Prix sur demande



Colonnes SPE (séparation de phase), CHROMABOND PTL

Contenu 100 Pièce(s)

REF 730734

Prix sur demande



Colonnes SPE (séparation de phase), CHROMABOND PTL

Contenu 100 Pièce(s)

REF 730736

Prix sur demande



Colonnes SPE (séparation de phase), CHROMABOND PTL

Contenu 100 Pièce(s)

REF 730738

Prix sur demande



Colonnes SPE (séparation de phase), CHROMABOND PTL

Contenu 50 Pièce(s)

REF 730740

Prix sur demande



Colonnes SPE (séparation de phase), CHROMABOND PTL

Contenu 50 Pièce(s)

REF 730742

Prix sur demande



Colonnes SPE (séparation de phase), CHROMABOND PTL

Contenu 100 Pièce(s)

REF 730712

Prix sur demande





Colonnes SPE (séparation de phase),
CHROMABOND PT8

Contenu 100 Pièce(s)

REF 730714

Prix sur demande



Colonnes SPE (séparation de phase),
CHROMABOND PT8

Contenu 100 Pièce(s)

REF 730716

Prix sur demande



Colonnes SPE (séparation de phase),
CHROMABOND PT8

Contenu 50 Pièce(s)

REF 730720

Prix sur demande



Adsorbants SPE – Matériaux de remplissage pour la SPE

La plupart des phases CHROMABOND SPE sont également disponibles en tant qu'adsorbants SPE sans être conditionnées dans des colonnes SPE prêtes à l'emploi ou des plaques à 96 puits.



Adsorbants SPE, ELL, ESL, CHROMABOND
XTR + 100 éléments filtrants

Contenu 1 Paquet(s)

REF 730585

Prix sur demande



Adsorbants SPE (vrac) CHROMABOND C18 ec

Contenu 1 Paquet(s)

REF 730611

Prix sur demande



Adsorbants SPE (vrac) CHROMABOND Diamino
(PSA pour QuEChERS)

Contenu 1 Paquet(s)

REF 730653

Prix sur demande





Adsorbants SPE (vrac) ELL, E8L,
CHROMABOND XTR

Contenu 1 Paquet(s)

REF 730595.5000

Prix sur demande



Adsorbants SPE (vrac) CHROMABOND C18

Contenu 1 Paquet(s)

REF 730602

Prix sur demande



Adsorbants SPE (vrac) CHROMABOND C8

Contenu 1 Paquet(s)

REF 730601

Prix sur demande



Adsorbants SPE (vrac) CHROMABOND Florisil

Contenu 1 Paquet(s)

REF 730622

Prix sur demande



Adsorbants SPE (vrac) CHROMABOND PSA
(8CX)

Contenu 1 Paquet(s)

REF 730630

Prix sur demande



Adsorbants SPE (vrac) CHROMABOND C4

Contenu 1 Paquet(s)

REF 730651

Prix sur demande



Adsorbants SPE, ELL, E8L, CHROMABOND
XTR + 50 éléments filtrants (10 mm)

Contenu 1 Paquet(s)

REF 730586

Prix sur demande



Adsorbants SPE (vrac) CHROMABOND SB

Contenu 1 Paquet(s)

REF 730610

Prix sur demande



Adsorbants SPE (vrac) CHROMABOND C18 f
(fast flow)

Contenu 1 Paquet(s)

REF 730612

Prix sur demande





Adsorbants SPE (vrac) CHROMABOND C18 Hydra

Contenu 1 Paquet(s)

REF 730628

Prix sur demande 



Adsorbants SPE (vrac) CHROMABOND Alox A

Contenu 1 Paquet(s)

REF 730642

Prix sur demande 



Adsorbants SPE (vrac) CHROMABOND HILIC

Contenu 1 Paquet(s)

REF 730643

Prix sur demande 



Adsorbants SPE (vrac) CHROMABOND NH2

Contenu 1 Paquet(s)

REF 730603

Prix sur demande 



Adsorbants SPE (vrac) CHROMABOND OH (Diol)

Contenu 1 Paquet(s)

REF 730605

Prix sur demande 



Adsorbants SPE (vrac) CHROMABOND C6H5

Contenu 1 Paquet(s)

REF 730606

Prix sur demande 



Adsorbants SPE (vrac) CHROMABOND CN

Contenu 1 Paquet(s)

REF 730607

Prix sur demande 



Adsorbants SPE (vrac) CHROMABOND SiOH

Contenu 1 Paquet(s)

REF 730608

Prix sur demande 



Adsorbants SPE (vrac) CHROMABOND SA

Contenu 1 Paquet(s)

REF 730609

Prix sur demande 



Adsorbants SPE (vrac) CHROMABOND C18 ec f (fast flow)

Contenu 1 Paquet(s)

REF 730613

Prix sur demande



Adsorbants SPE (vrac) CHROMABOND C18 PAH

Contenu 1 Paquet(s)

REF 730616

Prix sur demande



Adsorbants SPE (vrac) CHROMABOND NAN

Contenu 1 Paquet(s)

REF 730619

Prix sur demande



Adsorbants SPE (vrac) CHROMABOND PCA (WCX)

Contenu 1 Paquet(s)

REF 730629

Prix sur demande



Adsorbants SPE (vrac) CHROMABOND Alox B

Contenu 1 Paquet(s)

REF 730640

Prix sur demande



Adsorbants SPE (vrac) CHROMABOND Alox N

Contenu 1 Paquet(s)

REF 730641

Prix sur demande



Adsorbants SPE (vrac) CHROMABOND C2

Contenu 1 Paquet(s)

REF 730652

Prix sur demande



Adsorbants SPE (vrac) CHROMABOND PA (polyamide)

Contenu 1 Paquet(s)

REF 730660

Prix sur demande



Filtration d'échantillons

Les produits de filtration CHROMAFIL évitent la contamination d'instruments sensibles et augmentent la durée de vie des colonnes et équipements. Pour purifier et éliminer rapidement les particules, nous proposons différentes membranes (ex. PTFE, RC...) dans les filtres seringue, cartouches filtrantes et plaques 96.



Filtres seringue, Marqués, CHROMAFIL Xtra RC, 13 mm, 0.2 μ m

Contenu 100 Pièce(s)

REF 729236

Prix sur demande



Filtres seringue, Code couleur, CHROMAFIL MV, 25 mm, 0.45 μ m

Contenu 100 Pièce(s)

REF 729004

Prix sur demande



Filtres seringue, Marqués, CHROMAFIL Xtra PA, 25 mm, 0.45 μ m

Contenu 100 Pièce(s)

REF 729213

Prix sur demande



Filtres seringue, Code couleur, CHROMAFIL PET, 15 mm, 0.2 μ m

Contenu 100 Pièce(s)

REF 729022

Prix sur demande



Filtres seringue, Marqués, CHROMAFIL Xtra PTFE, 13 mm, 0.2 μ m

Contenu 100 Pièce(s)

REF 729208

Prix sur demande



Filtres seringue, Marqués, CHROMAFIL Xtra PTFE, 25 mm, 0.45 μ m

Contenu 100 Pièce(s)

REF 729205

Prix sur demande





Filtres seringue, Marqués, CHROMAFIL Xtra PET, 25 mm, 0.45 µm

Contenu 100 Pièce(s)

REF 729220

Prix sur demande



Filtres seringue, Marqués, CHROMAFIL Xtra RC, 25 mm, 0.45 µm

Contenu 100 Pièce(s)

REF 729231

Prix sur demande



Filtres seringue, Marqués, CHROMAFIL Xtra PA, 25 mm, 0.2 µm

Contenu 100 Pièce(s)

REF 729212

Prix sur demande



Filtres seringue, Marqués, CHROMAFIL Xtra PES, 25 mm, 0.45 µm

Contenu 100 Pièce(s)

REF 729241

Prix sur demande



Filtres seringue, Code couleur, CHROMAFIL PET, 25 mm, 0.45 µm

Contenu 100 Pièce(s)

REF 729020

Prix sur demande



Filtres seringue, Marqués, CHROMAFIL Xtra PVDF, 25 mm, 0.45 µm

Contenu 100 Pièce(s)

REF 729219

Prix sur demande



Filtres seringue, Code couleur, CHROMAFIL PTFE, 25 mm, 0.2 µm

Contenu 100 Pièce(s)

REF 729007

Prix sur demande



Filtres seringue, Marqués, CHROMAFIL Xtra PTFE, 13 mm, 0.45 µm

Contenu 100 Pièce(s)

REF 729209

Prix sur demande



Filtres seringue, Code couleur, CHROMAFIL PTFE, 15 mm, 0.2 µm

Contenu 100 Pièce(s)

REF 729008

Prix sur demande





Filtres seringue, Code couleur, CHROMAFIL RC, 25 mm, 0.45 μ m

Contenu 100 Pièce(s)

REF 729031

Prix sur demande 




Filtres seringue (combi), CHROMAFIL GF / PET, 25 mm, 1 μ m / 0.45 μ m

Contenu 100 Pièce(s)

REF 729033

Prix sur demande 



Filtres seringue, Code couleur, CHROMAFIL RC, 15 mm, 0.2 μ m

Contenu 100 Pièce(s)

REF 729036

Prix sur demande 



Filtres seringue, Marqués, CHROMAFIL Xtra GF, 25 mm, 1 μ m

Contenu 100 Pièce(s)

REF 729228

Prix sur demande 



Filtres seringue, Code couleur, CHROMAFIL RC, 15 mm, 0.45 μ m

Contenu 100 Pièce(s)

REF 729037

Prix sur demande 



Filtres seringue, Code couleur, CHROMAFIL PET, 25 mm, 0.2 μ m

Contenu 100 Pièce(s)

REF 729021

Prix sur demande 



Filtres seringue, Marqués, CHROMAFIL Xtra PTFE, 25 mm, 0.2 μ m

Contenu 100 Pièce(s)

REF 729207

Prix sur demande 



Filtres seringue, Marqués, CHROMAFIL Xtra H-PTFE, 13 mm, 0.2 μ m

Contenu 100 Pièce(s)

REF 729256

Prix sur demande 



Filtres seringue, Code couleur, CHROMAFIL PA, 25 mm, 0.45 μ m

Contenu 100 Pièce(s)

REF 729013

Prix sur demande 



Filtres seringue, Code couleur, CHROMAFIL PTFE, 15 mm, 0.45 µm

Contenu 100 Pièce(s)

REF 729009

Prix sur demande




Filtres seringue, Marqués, CHROMAFIL Xtra PA, 13 mm, 0.45 µm

Contenu 100 Pièce(s)

REF 729249

Prix sur demande



Filtres seringue (combi), CHROMAFIL GF / PET, 25 mm, 1 µm / 0.2 µm

Contenu 100 Pièce(s)

REF 729032

Prix sur demande



Filtres seringue, Marqués, CHROMAFIL Xtra CA, 25 mm, 0.45 µm

Contenu 100 Pièce(s)

REF 729227

Prix sur demande



Filtres seringue, Marqués, CHROMAFIL Xtra RC, 13 mm, 0.45 µm

Contenu 100 Pièce(s)

REF 729237

Prix sur demande



Filtres seringue, Marqués, CHROMAFIL Xtra RC, 25 mm, 0.2 µm

Contenu 100 Pièce(s)

REF 729230

Prix sur demande



Filtres seringue, Marqués, CHROMAFIL Xtra PVDF, 25 mm, 0.2 µm

Contenu 100 Pièce(s)

REF 729218

Prix sur demande



Filtres seringue, Code couleur, CHROMAFIL PET, 15 mm, 0.45 µm

Contenu 100 Pièce(s)

REF 729023

Prix sur demande




Filtres seringue, Marqués, CHROMAFIL Xtra PA, 13 mm, 0.2 µm

Contenu 100 Pièce(s)

REF 729248

Prix sur demande





Filtres seringue, Code couleur, CHROMAFIL RC, 25 mm, 0.2 µm

Contenu 100 Pièce(s)

REF 729030

Prix sur demande



Filtres seringue, Marqués, CHROMAFIL Xtra H-PTFE, 25 mm, 0.45 µm

Contenu 100 Pièce(s)

REF 729246

Prix sur demande



Filtres seringue (combi), CHROMAFIL GF / RC, 25 mm, 1 µm / 0.45 µm

Contenu 100 Pièce(s)

REF 729051

Prix sur demande



Seringues jetables en polypropylène de 2 ml avec embout Luer

Contenu 100 Pièce(s)

REF 729100

Prix sur demande



Filtres seringue, Marqués, CHROMAFIL Xtra IC, 25 mm, 0.45 µm

Contenu 100 Pièce(s)

REF 729258

Prix sur demande



Seringues jetables en polypropylène de 10 ml avec embout Luer

Contenu 100 Pièce(s)

REF 729102

Prix sur demande



Filtres seringue, Marqués, CHROMAFIL Xtra PET, 13 mm, 0.2 µm

Contenu 100 Pièce(s)

REF 729222

Prix sur demande



Filtres seringue, Marqués, CHROMAFIL Xtra PVDF, 13 mm, 0.45 µm

Contenu 100 Pièce(s)

REF 729244

Prix sur demande



Filtres seringue, Marqués, CHROMAFIL Xtra GF, 13 mm, 1 µm

Contenu 100 Pièce(s)

REF 729234

Prix sur demande





Filtres seringue, Marqués, CHROMAFIL Xtra PET, 25 mm, 0.2 µm

Contenu 100 Pièce(s)

REF 729221

Prix sur demande



Filtres seringue, Marqués, CHROMAFIL Xtra PVDF, 13 mm, 0.2 µm

Contenu 100 Pièce(s)

REF 729243

Prix sur demande



Filtres seringue, Code couleur, CHROMAFIL GF, 25 mm, 1 µm

Contenu 100 Pièce(s)

REF 729028

Prix sur demande



Filtres seringue, Marqués, CHROMAFIL Xtra H-PTFE, 25 mm, 0.2 µm

Contenu 100 Pièce(s)

REF 729245

Prix sur demande



Seringues jetables en polypropylène de 5 ml avec embout Luer

Contenu 100 Pièce(s)

REF 729101

Prix sur demande



Filtres seringue (combi), CHROMAFIL Xtra GF / PTFE, 25 mm, 1 µm / 0.2 µm

Contenu 100 Pièce(s)

REF 729270

Prix sur demande



Filtres seringue, Code couleur, CHROMAFIL CA, 25 mm, 0.45 µm

Contenu 100 Pièce(s)

REF 729027

Prix sur demande



Filtres seringue, Marqués, CHROMAFIL Xtra PTFE, 25 mm, 1 µm

Contenu 100 Pièce(s)

REF 729247

Prix sur demande



Filtres seringue, Marqués, CHROMAFIL Xtra H-PTFE, 13 mm, 0.45 µm

Contenu 100 Pièce(s)

REF 729257

Prix sur demande





Filtres seringue, Code couleur, CHROMAFIL PTFE, 3 mm, 0.2 μ m

Contenu 100 Pièce(s)

REF 729014

Prix sur demande




Filtres seringue (combi), CHROMAFIL GF / PVDF, 25 mm, 1 μ m / 0.45 μ m

Contenu 100 Pièce(s)

REF 729039

Prix sur demande



Filtres seringue, Code couleur, CHROMAFIL PA, 25 mm, 0.2 μ m

Contenu 100 Pièce(s)

REF 729012

Prix sur demande



Filtres seringue (combi), CHROMAFIL Xtra GF / PA, 25 mm, 1 μ m / 0.2 μ m

Contenu 100 Pièce(s)

REF 729260

Prix sur demande



Filtres seringue, Marqués, CHROMAFIL Xtra PES, 25 mm, 0.2 μ m

Contenu 100 Pièce(s)

REF 729240

Prix sur demande



Filtres seringue, Marqués, CHROMAFIL Xtra CA, 13 mm, 0.2 μ m

Contenu 100 Pièce(s)

REF 729254

Prix sur demande



Filtres seringue, Marqués, CHROMAFIL Xtra CA, 25 mm, 0.2 μ m

Contenu 100 Pièce(s)

REF 729226

Prix sur demande



Filtres seringue, Code couleur, CHROMAFIL PVDF, 15 mm, 0.2 μ m

Contenu 100 Pièce(s)

REF 729043

Prix sur demande




Filtres seringue, stérile, CHROMAFIL CA, 25 mm, 0.2 μ m

Contenu 50 Pièce(s)

REF 729024

Prix sur demande





Filtres seringue, Code couleur, CHROMAFIL GF, 15 mm, 1 µm

Contenu 100 Pièce(s)

REF 729034

Prix sur demande 



Filtres seringue, Code couleur, CHROMAFIL PTFE, 3 mm, 0.45 µm

Contenu 100 Pièce(s)

REF 729015

Prix sur demande 



Filtres seringue (combi), CHROMAFIL Xtra GF / PA, 25 mm, 1 µm / 0.45 µm

Contenu 100 Pièce(s)

REF 729261

Prix sur demande 



Filtres seringue, Marqués, CHROMAFIL Xtra CA, 13 mm, 0.45 µm

Contenu 100 Pièce(s)

REF 729255

Prix sur demande 



Filtres seringue, Code couleur, CHROMAFIL CA, 25 mm, 0.2 µm

Contenu 100 Pièce(s)

REF 729026

Prix sur demande 



Filtres seringue, Marqués, CHROMAFIL Xtra PET, 25 mm, 1.2 µm

Contenu 100 Pièce(s)

REF 729229

Prix sur demande 



Filtres seringue (combi), CHROMAFIL Xtra GF / PTFE, 25 mm, 1 µm / 0.45 µm

Contenu 100 Pièce(s)

REF 729271

Prix sur demande 



Filtres seringue, Marqués, CHROMAFIL Xtra PES, 25 mm, 5 µm

Contenu 100 Pièce(s)

REF 729242

Prix sur demande 



Filtres seringue, Code couleur, CHROMAFIL PA, 3 mm, 0.45 µm

Contenu 100 Pièce(s)

REF 729011

Prix sur demande 



Filtres seringue (combi), CHROMAFIL GF / RC, 25 mm, 1 µm / 0.2 µm

Contenu 100 Pièce(s)

REF 729050

Prix sur demande



Cartouches filtrantes, CHROMAFIL PET, 6 mL, approx. 12 mm, 0.45 µm

Contenu 100 Pièce(s)

REF 730578.645

Prix sur demande



Filtres seringue, Marqués, CHROMAFIL Xtra MV, 25 mm, 0.45 µm

Contenu 100 Pièce(s)

REF 729204

Prix sur demande



Cartouches filtrantes, CHROMAFIL PET, 6 mL, approx. 12 mm, 0.45 µm

Contenu 100 Pièce(s)

REF 730578.645

Prix sur demande



Cartouches filtrantes, CHROMAFIL GF, 3 mL, approx. 8 mm, 1 µm

Contenu 100 Pièce(s)

REF 730517.3100

Prix sur demande



Cartouches filtrantes, CHROMAFIL GF, 6 mL, approx. 12 mm, 1 µm

Contenu 100 Pièce(s)

REF 730517.6100

Prix sur demande



Cartouches filtrantes, CHROMAFIL PTFE, 3 mL, approx. 8 mm, 0.2 µm

Contenu 100 Pièce(s)

REF 730570.320

Prix sur demande



Cartouches filtrantes, CHROMAFIL PTFE, 3 mL, approx. 8 mm, 0.45 µm

Contenu 100 Pièce(s)

REF 730570.345

Prix sur demande



Cartouches filtrantes, CHROMAFIL PTFE, 6 mL, approx. 12 mm, 0.2 µm

Contenu 100 Pièce(s)

REF 730570.620

Prix sur demande





Cartouches filtrantes, CHROMAFIL PTFE, 6 mL,
approx. 12 mm, 0.45 μ m

Contenu 100 Pièce(s)

REF 730570.645

Prix sur demande



Cartouches filtrantes, CHROMAFIL PET, 3 mL,
approx. 8 mm, 0.2 μ m

Contenu 100 Pièce(s)

REF 730578.320

Prix sur demande



Cartouches filtrantes, CHROMAFIL PET, 3 mL,
approx. 8 mm, 0.45 μ m

Contenu 100 Pièce(s)

REF 730578.345

Prix sur demande



Cartouches filtrantes, CHROMAFIL PET, 6 mL,
approx. 12 mm, 0.2 μ m

Contenu 100 Pièce(s)

REF 730578.620

Prix sur demande



Cartouches filtrantes, CHROMAFIL PVDF, 3 mL,
approx. 8 mm, 0.2 μ m

Contenu 100 Pièce(s)

REF 730579.320

Prix sur demande



Cartouches filtrantes, CHROMAFIL PVDF, 3 mL,
approx. 8 mm, 0.45 μ m

Contenu 100 Pièce(s)

REF 730579.345

Prix sur demande



Cartouches filtrantes, CHROMAFIL PVDF, 6 mL,
approx. 12 mm, 0.2 μ m

Contenu 100 Pièce(s)

REF 730579.620

Prix sur demande



Cartouches filtrantes, CHROMAFIL PVDF, 6 mL,
approx. 12 mm, 0.45 μ m

Contenu 100 Pièce(s)

REF 730579.645

Prix sur demande





Plaques de filtres 96 puits, CHROMAFIL RC,
Approx. 8 mm, 0.2 μm

Contenu 1 Pièce(s)

REF 738656.M

Prix sur demande



Plaques de filtres 96 puits, CHROMAFIL RC,
Approx. 8 mm, 0.45 μm

Contenu 1 Pièce(s)

REF 738657.M

Prix sur demande



Plaques de filtres 96 puits, CHROMAFIL GF,
Approx. 8 mm, 3 μm

Contenu 1 Pièce(s)

REF 738658.M

Prix sur demande



Plaques de filtres 96 puits, CHROMAFIL
Polyéthylène (PE), approx. 8 mm, 40-100 μm

Contenu 1 Pièce(s)

REF 738659.M

Prix sur demande



Plaques de filtres 96 puits, CHROMAFIL GF,
Approx. 8 mm, 1 μm

Contenu 1 Pièce(s)

REF 738655.2M

Prix sur demande



Plaques de filtres 96 puits, CHROMAFIL PTFE,
Approx. 8 mm, 0.2 μm

Contenu 1 Pièce(s)

REF 738660.M

Prix sur demande



Plaques de filtres 96 puits, CHROMAFIL PTFE,
Approx. 8 mm, 0.45 μm

Contenu 1 Pièce(s)

REF 738661.M

Prix sur demande



Plaques de filtres 96 puits, CHROMAFIL PTFE,
Approx. 8 mm, 1 μm

Contenu 1 Pièce(s)

REF 738662.M

Prix sur demande



Plaques de filtres 96 puits, CHROMAFIL PTFE,
Approx. 8 mm, 3 μm

Contenu 1 Pièce(s)

REF 738663.M

Prix sur demande





Plaques de filtres 96 puits, CHROMAFIL MV,
Approx. 8 mm, 0.2 µm

Contenu 1 Pièce(s)

REF 738770.M

Prix sur demande



Plaques de filtres 96 puits, CHROMAFIL MV,
Approx. 8 mm, 0.45 µm

Contenu 1 Pièce(s)

REF 738771.M

Prix sur demande



Flacons et bouchons pour l'analyse et le stockage

Notre gamme comprend flacons et bouchons pour HPLC / GC destinés à toutes les marques d'instruments courantes, tels que Waters, Agilent... Elle est complétée d'accessoires : récipients pour flacons, racks, sertisseuses / décapsuleuses, flacons de stockage pour échantillons liquides ou poudres.



Flacons pour la CPG, HPLC, Headspace, CI, COT, et stockage

Nos flacons pour autosampler sont fabriqués à partir de verre de 1ère classe hydrolytique dans des conditions d'hygiène strictes. Trouvez votre flacon dans notre gamme selon vos critères de sélection : volume, dimensions, matériau (verre clair/ ambré, plastique), type (vis, sertissage, pression, etc.).



Flacons à vis N 9, 11.6x32.0 mm, 1.5 mL, fond plat, transparents

Contenu 100 Pièce(s)

REF 702282

Prix sur demande



Flacons à sertir, N 11, 11.6x32.0 mm, 1.5 mL, fond plat, transparents

Contenu 100 Pièce(s)

REF 70201HP

Prix sur demande



Flacons à vis N 9, 11.6x32.0 mm, 1.5 mL, marqués, fond plat, ambrés

Contenu 100 Pièce(s)

REF 702284

Prix sur demande



Flacons à vis N 9, 11.6x32.0 mm, 1.5 mL, marqués, fond plat, transparents

Contenu 100 Pièce(s)

REF 702283

Prix sur demande



Flacons à capsuler/visser, N11, 11.6x32.0 mm, 1.5 mL, fond plat, transparent

Contenu 100 Pièce(s)

REF 702714

Prix sur demande



Flacons à sertir, N 11, 11.6x32.0 mm, 1.5 mL, marqués, fond plat, ambrés

Contenu 100 Pièce(s)

REF 702892

Prix sur demande





Flacons à vis N 24, 27.5x95.0 mm, 40.0 mL, fond plat, transparents

Contenu 100 Pièce(s)

REF 702023

Prix sur demande



Flacons à vis N 8, 11.6x32.0 mm, 1.5 mL, fond plat, transparents

Contenu 100 Pièce(s)

REF 70213

Prix sur demande



Flacons à fond plat, N 8, 8.2x40.0 mm, 1.0 mL, fond plat, transparents

Contenu 100 Pièce(s)

REF 70202.1

Prix sur demande



Flacons à sertir, N 20, 22.5x75.5 mm, 20.0 mL, fond plat, transparents

Contenu 100 Pièce(s)

REF 702261

Prix sur demande



Flacons à capsuler/visser, N11, 11.6x32.0 mm, 1.5 mL, marqués, fond plat, ambrés

Contenu 100 Pièce(s)

REF 702712

Prix sur demande



Flacons à sertir, N 11, 11.6x32.0 mm, 1.5 mL, marqués, fond plat, transparents

Contenu 100 Pièce(s)

REF 702885

Prix sur demande



Flacons à capsuler, N 18, 20.0x40.0 mm, 5.0 mL, fond plat, transparents

Contenu 100 Pièce(s)

REF 70271

Prix sur demande



Flacons à sertir, N11, 11.6x32.0 mm, 0.2 mL, fond plat+ insert conique, transparent

Contenu 100 Pièce(s)

REF 702891

Prix sur demande



Flacons à vis N 24, 27.5x57.0 mm, 20.0 mL, fond plat, transparents

Contenu 100 Pièce(s)

REF 702021

Prix sur demande





Flacons à sertir, N 20, 22.5x75.5 mm, 20.0 mL, fond arrondi, transparents

Contenu 100 Pièce(s)

REF 702263

Prix sur demande



Flacons à vis N 9, 11.6x32.0 mm, 0.3 mL, cone inter., PP

Contenu 100 Pièce(s)

REF 702009

Prix sur demande



Flacons à vis N 9, 11.6x32.0 mm, 1.5 mL, fond plat, PP

Contenu 100 Pièce(s)

REF 702500

Prix sur demande



Flacons à sertir, N 11, 11.6x32.0 mm, 1.5 mL, marqués, fond plat, ambrés, silanisés

Contenu 100 Pièce(s)

REF 702076

Prix sur demande



Flacons à vis N 9, 11.6x32.0 mm, 0.3 mL, cone inter., PP ambrés

Contenu 100 Pièce(s)

REF 702172

Prix sur demande



Flacons à vis N 9, 11.6x32.0 mm, 0.7 mL, + rond fond insert, PP

Contenu 100 Pièce(s)

REF 702010

Prix sur demande



Flacons à vis N 8, 11.6x32.0 mm, 1.5 mL, marqués, fond plat, transparents

Contenu 100 Pièce(s)

REF 702004

Prix sur demande



Flacons à vis N 13, 14.75x45.0 mm, 4.0 mL, fond plat, transparents

Contenu 100 Pièce(s)

REF 702962

Prix sur demande



Flacons à sertir, N 20, 23.0x75.5 mm, 20.0 mL, fond arrondi, transparents

Contenu 100 Pièce(s)

REF 70254

Prix sur demande





Flacons à serbir, N 20, 22.5x46.0 mm, 10.0 mL, fond arrondi, transparents

Contenu 100 Pièce(s)

REF 702924

Prix sur demande



Flacons à vis N 9, 11.6x32.0 mm, 1.5 mL, fond plat, ambrés

Contenu 100 Pièce(s)

REF 702293

Prix sur demande



Flacons à serbir, N 20, 23.0x75.5 mm, 20.0 mL, marqués, fond rond, transparent

Contenu 100 Pièce(s)

REF 702540

Prix sur demande



Flacons à serbir, N 11, 11.6x32.0 mm, 1.5 mL, petite ouverture, fond plat, ambrés

Contenu 100 Pièce(s)

REF 70214CG

Prix sur demande



Flacons à vis N 8, 11.6x32.0 mm, 1.1 mL, conique, transparents

Contenu 100 Pièce(s)

REF 702860

Prix sur demande



Flacons à vis N 8, 11.6x32.0 mm, 1.5 mL, fond plat, ambrée

Contenu 100 Pièce(s)

REF 70213.2

Prix sur demande



Flacons à vis N 8, 11.6x32.0 mm, 1.5 mL, marqués, fond plat, ambrés

Contenu 100 Pièce(s)

REF 702893

Prix sur demande



Flacons à capsuler/visser, N11, 11.6x32.0 mm, 1.5 mL, marqués, fond plat, transp.

Contenu 100 Pièce(s)

REF 702713

Prix sur demande



Flacons à serbir, N 11, 11.6x32.0 mm, 1.5 mL, petite ouverture, fond plat, transp.

Contenu 100 Pièce(s)

REF 70201CG

Prix sur demande





Flacons à vis N 10, 11.6x32.0 mm, 1.5 mL, marquée, fond plat, ambrés

Contenu 100 Pièce(s)

REF 702013

Prix sur demande



Flacons à sertir, N 11, 11.6x32.0 mm, 1.5 mL, fond plat, ambrés

Contenu 100 Pièce(s)

REF 70201HP.2

Prix sur demande



Flacons à vis N 9, 11.6x32.0 mm, 0.2 mL, fond plat+insert conique, transparent

Contenu 100 Pièce(s)

REF 702007

Prix sur demande



Flacons à vis N 9, 11.6x32.0 mm, PP, 0.2 mL avec insert conique en verre

Contenu 100 Pièce(s)

REF 702135

Prix sur demande



Flacons à vis N 20, 22.7x86.0 mm, 24.0 mL, fond plat, transparents

Contenu 100 Pièce(s)

REF 702099

Prix sur demande



Flacons à vis N 15, 16.6x81.0 mm, 8.0 mL, fond plat, ambrés

Contenu 100 Pièce(s)

REF 702311

Prix sur demande



Flacons à capeler, N 18, 22.0x50.0 mm, 10.0 mL, fond plat, transparents

Contenu 100 Pièce(s)

REF 70272

Prix sur demande



Flacons à vis N 15, 16.6x81.0 mm, 8.0 mL, fond plat, transparents

Contenu 100 Pièce(s)

REF 702096

Prix sur demande



Flacons à vis N 10, 11.6x32.0 mm, 1.5 mL, fond plat, transparents

Contenu 100 Pièce(s)

REF 702011

Prix sur demande





Flacons à vis N 18, 22.5x75.5 mm, 20.0 mL, fond arrondi, transparents

Contenu 100 Pièce(s)

REF 702826

Prix sur demande



Flacons à sertir, N 8, 5.5x31.5 mm, 0.2 mL, conique, transparents

Contenu 100 Pièce(s)

REF 70286

Prix sur demande



Flacons à vis N 18, 22.5x46.0 mm, 10.0 mL, fond arrondi, transparents

Contenu 100 Pièce(s)

REF 702866

Prix sur demande



Flacons à sertir, N 20, 20.5x38.0 mm, 5.0 mL, fond plat, ambrés

Contenu 100 Pièce(s)

REF 70215.36

Prix sur demande



Flacons à vis N 9, 11.6x32.0 mm, 0.2 mL, fond plat + conique insert, ambrés

Contenu 100 Pièce(s)

REF 702008

Prix sur demande



Flacons à sertir, N 20, 22.0x75.0 mm, 20.0 mL, fond arrondi, transparents

Contenu 100 Pièce(s)

REF 702086

Prix sur demande



Flacons à sertir, N 20, 21.7x38.25 mm, 5.0 mL, fond plat, transparents

Contenu 100 Pièce(s)

REF 702020

Prix sur demande



Flacons à vis N 24, 27.5x95.0 mm, 40.0 mL, fond plat, ambrés

Contenu 100 Pièce(s)

REF 702024

Prix sur demande



Flacons à vis N 13, 14.75x45.0 mm, 4.0 mL, fond plat, ambrés

Contenu 100 Pièce(s)

REF 702973

Prix sur demande





Flacons à vis N 24, 27.5x57.0 mm, 20.0 mL, fond plat, ambrés

Contenu 100 Pièce(s)

REF 702022

Prix sur demande



Flacons à capuler/viseur, N11, 11.6x32.0mm, 0.2mL, insert

Contenu 100 Pièce(s)

REF 702709

Prix sur demande



Flacons à vis N 24, 27.5x72.5 mm, 30.0 mL, fond plat, transparents

Contenu 100 Pièce(s)

REF 702132

Prix sur demande



Flacons à sertir, N 20, 31.0x101.0 mm, 50.0 mL, fond plat, transparents

Contenu 100 Pièce(s)

REF 70208.36

Prix sur demande



Flacons à vis N 9, 11.6x32.0 mm, 1.5 mL, marqués, fond plat, ambrés, silanisés

Contenu 100 Pièce(s)

REF 702079

Prix sur demande



Flacons à vis N 24, 27.5x140.0 mm, 60.0 mL, fond plat, transparents

Contenu 100 Pièce(s)

REF 702074

Prix sur demande



Flacons à sertir, N 20, 51.6x94.5 mm, 100.0 mL, fond plat, transparents

Contenu 88 Pièce(s)

REF 70209.1

Prix sur demande



Flacons à sertir, N 20, 22.5x46.0 mm, 10.0 mL, fond plat, transparents

Contenu 100 Pièce(s)

REF 702918

Prix sur demande



Flacons à sertir, N 20, 20.5x54.5 mm, 10.0 mL, fond plat, transparents

Contenu 100 Pièce(s)

REF 70205.36

Prix sur demande





Flacons à sertir, N 11, 11.6x32.0 mm, 1.1 mL, conique, transparents

Contenu 100 Pièce(s)

REF 702141

Prix sur demande



Flacons à vis N 18, 20.6x71.0 mm, 16.0 mL, fond plat, transparents

Contenu 100 Pièce(s)

REF 702098

Prix sur demande



Flacons à sertir, N 20, 20.5x38.0 mm, 5.0 mL, fond plat, transparents

Contenu 100 Pièce(s)

REF 70204.36

Prix sur demande



Flacons à capsuler/visser, N11, 11.6x32.0 mm, PP, insert conique en verre 0.2 mL

Contenu 100 Pièce(s)

REF 702134

Prix sur demande



Flacons à sertir, N 20, 20.5x54.5 mm, 10.0 mL, fond plat, ambrés

Contenu 100 Pièce(s)

REF 70216.36

Prix sur demande



Flacons à vis N 24, 27.5x72.5 mm, 30.0 mL, fond plat, ambrés

Contenu 100 Pièce(s)

REF 702133

Prix sur demande



Flacons à capsuler/Flacon à visser, N 11, 11.6x32.0 mm, 0.3 mL, cone inter., PP

Contenu 100 Pièce(s)

REF 702809

Prix sur demande



Flacons à capsuler, N 22, 26.0x48.0 mm, 15.0 mL, fond plat, transparents

Contenu 100 Pièce(s)

REF 702019

Prix sur demande



Flacons à sertir, N 13, 13.75x35.0 mm, 2.0 mL, fond plat, transparents

Contenu 100 Pièce(s)

REF 70203

Prix sur demande





Flacons à sertir, N 20, 22.0x38.25 mm, 6.0 mL, fond arrondi, transparents

Contenu 100 Pièce(s)

REF 702917

Prix sur demande 



Flacons à vis N 9, 11.6x32.0 mm, 1.1 mL, fond en verre solide, transparent

Contenu 100 Pièce(s)

REF 702006

Prix sur demande 



Flacons à vis N 10, 11.6x32.0 mm, 1.5 mL, marquée, fond plat, transparents

Contenu 100 Pièce(s)

REF 702012

Prix sur demande 



Flacons à capuler/vissier, N11, 11.6x32.0 mm, 0.7 mL + rond fond insert, PP

Contenu 100 Pièce(s)

REF 702174

Prix sur demande 



Flacons à vis N 15, 18.5x66.0 mm, 12.0 mL, fond plat, ambrés

Contenu 100 Pièce(s)

REF 702097

Prix sur demande 



Flacons à sertir, N 20, 22.5x75.5 mm, 20.0 mL, fond arrondi, ambrés

Contenu 100 Pièce(s)

REF 702263.2

Prix sur demande 



Flacons à sertir, N 11, 11.6x32.0 mm, 1.1 mL, conique + socle rond, transparents

Contenu 100 Pièce(s)

REF 702015

Prix sur demande 



Flacons à sertir, N 20, 23.25x75.5 mm, 20.0 mL, fond plat, transparents

Contenu 100 Pièce(s)

REF 70206.36

Prix sur demande 



Flacons à vis N 9, 11.6x32.0 mm, 1.1 mL, conique + socle rond, transparents

Contenu 100 Pièce(s)

REF 702088

Prix sur demande 



Flacons à sertir, N 20, 23.25x75.5 mm, 20.0 mL, fond plat, ambrés

Contenu 100 Pièce(s)

REF 70217.36

Prix sur demande



Flacons à sertir, N 11, 11.6x32.0 mm, 0.2 mL, fond plat + conique insert, ambrés

Contenu 100 Pièce(s)

REF 702014

Prix sur demande



Flacons à vis N 9, 11.6x32.0 mm, 1.5 mL, marquée, fond plat, transp., stérilisés

Contenu 100 Pièce(s)

REF 702078

Prix sur demande



Flacons à vis N 18, 22.5x75.5 mm, 20.0 mL, fond arrondi, ambrés

Contenu 100 Pièce(s)

REF 702826.2

Prix sur demande



Flacons à vis N 24, 27.5x140.0 mm, 60.0 mL, fond plat, ambrés

Contenu 100 Pièce(s)

REF 702131

Prix sur demande



Flacons à capsuler/visser, N11, 11.6x32.0 mm, PP, 0.2 mL conique sil. en verre insert

Contenu 100 Pièce(s)

REF 702134.1

Prix sur demande



Flacons à sertir, N 11, 11.6x32.0 mm, 1.1 mL, conique + socle rond, ambrés

Contenu 100 Pièce(s)

REF 702016

Prix sur demande



Flacons à fond plat, N 12, 11.6x31.5 mm, 2.0 mL, fond plat, transparents

Contenu 100 Pièce(s)

REF 702018

Prix sur demande



Flacons à sertir, N 20, 30.0x65.0 mm, 25.0 mL, fond plat, transparents

Contenu 100 Pièce(s)

REF 70210.36

Prix sur demande





Flacons à sertir, N 11, 11.6x32.0 mm, 1.5 mL, marqués, fond plat, transp., silanisée

Contenu 100 Pièce(s)

REF 702075

Prix sur demande



Flacons à sertir, N 8, 7.0x40.0 mm, 0.7 mL, fond plat, transparents

Contenu 100 Pièce(s)

REF 702002

Prix sur demande



Flacons à sertir, N 8, 7.0x40.0 mm, 0.7 mL, fond plat, ambrés

Contenu 100 Pièce(s)

REF 702003

Prix sur demande



Flacons à sertir, N 8, 7.0x40.0 mm, 0.6 mL, conique, ambrés

Contenu 100 Pièce(s)

REF 70212.1

Prix sur demande



Flacons à sertir, N 8, 8.2x30.0 mm, 0.8 mL, fond plat, transparents

Contenu 100 Pièce(s)

REF 70251

Prix sur demande



Flacons à sertir, N 8, 5.5x31.5 mm, 0.3 mL, rond fond, transparents

Contenu 100 Pièce(s)

REF 70282

Prix sur demande



Flacons à capsuler/visser, N11, 11.6x32.0 mm, 0.3 mL, cone inter., PP ambrés

Contenu 100 Pièce(s)

REF 702173

Prix sur demande



Flacons à capsuler/visser, N11, 11.6x32.0 mm, PP, ambrés, 0.2 mL insert conique

Contenu 100 Pièce(s)

REF 702334

Prix sur demande



Flacons à capsuler/visser, N11, 11.6x32.0 mm, 0.2 mL insert conique, plat bot., ambrés

Contenu 100 Pièce(s)

REF 702708

Prix sur demande





Flacons à vis N 9 (702282) avec insert conique intégré (702813)

Contenu 100 Pièce(s)

REF 702177

Prix sur demande



Flacons à vis N 9 (702283) avec insert conique intégré (702813)

Contenu 100 Pièce(s)

REF 702178

Prix sur demande



Flacons à vis N 9 (702284) avec insert conique intégré (702813)

Contenu 100 Pièce(s)

REF 702179

Prix sur demande



Flacons à capsuler/visser, N11 (702714) avec insert conique intégré (702813)

Contenu 100 Pièce(s)

REF 702170

Prix sur demande



Flacons à capsuler/visser, N11 (702713) avec insert conique intégré (702813)

Contenu 100 Pièce(s)

REF 702176

Prix sur demande



Flacons à vis N 9, 11.6x32.0 mm, PP, ambrée, 0.2 mL insert conique en verre

Contenu 100 Pièce(s)

REF 702335

Prix sur demande



Flacons à fond plat, N 8, 8.2x40.0 mm, 1.0 mL, fond plat, ambrée

Contenu 100 Pièce(s)


REF 702017

Prix sur demande



Inserts en verre / plastique pour flacons

Nous proposons des inserts en verre pour flacons, de formes conique, fond plat, avec ressort et de volumes variables (0,1 mL–0,3 mL). Des inserts en plastique ou silanisés sont disponibles. Pour les flacons avec inserts intégrés ou des micro-flacons, veuillez-vous reporter à la section "Flacons"



Micro-insert, N9|N10|N11, 6.0x31.0 mm, 0.2 mL, conique, pointe 15 mm, transp.

Contenu 100 Pièce(s)

REF 702813

Prix sur demande



Micro-insert, N 9|N 10|N 11, 6.0x31.0 mm, 0.3 mL, fond plat, transparents

Contenu 100 Pièce(s)

REF 702825

Prix sur demande



Micro-insert, N9|N10|N11, 6.0x31.0 mm, 0.25 mL, conique, pointe 12 mm, transp.

Contenu 100 Pièce(s)

REF 702716

Prix sur demande



Micro-insert, N 9|N 10|N 11, 5.7x29.0 mm, 0.1 mL, conique, transparents

Contenu 100 Pièce(s)

REF 702818

Prix sur demande



Micro-insert, N 8|N 11, 5.0x31.0 mm, 0.15 mL, conique, 9 mm tip, transparents

Contenu 100 Pièce(s)

REF 702968.1

Prix sur demande



Micro-insert, N 8|N 11, 5.0x31.0 mm, 0.1 mL, conique, 15 mm tip, transparents

Contenu 100 Pièce(s)

REF 702968

Prix sur demande





Micro-insert, N 13, 6.0x40.0 mm, 0.3 mL, conique, ressort 702974 req., transp.

Contenu 100 Pièce(s)

REF 702972

Prix sur demande



Micro-insert, N9|N10|N11, 6.0x31.0 mm, 0.2 mL, conique, pointe

Contenu 100 Pièce(s)

REF 702077

Prix sur demande



Micro-insert, N 8|N 11, 5.0x29.0 mm, 0.1 mL, conique, transparents

Contenu 100 Pièce(s)

REF 702824

Prix sur demande



Micro-insert, N 9|N 10|N 11, 5.7x29.0 mm, 0.1 mL, conique, transp., silanisée

Contenu 100 Pièce(s)

REF 702818.1

Prix sur demande



Micro-insert, N 8|N 11, 5.0x31.0 mm, 0.25 mL, fond plat, transparents

Contenu 100 Pièce(s)

REF 702005

Prix sur demande



Micro-insert, N 8|N 11, 4.5x15.5 mm, opt. Ressort pour 702968+702968.1

Contenu 100 Pièce(s)

REF 702974.1

Prix sur demande




Micro-insert, N 9|N 10|N 11, 5.7x29.0 mm, 0.1 mL, conique, PP

Contenu 100 Pièce(s)

REF 702819

Prix sur demande



Micro-insert, N 13, 7.0x51.0 mm, Ressort pour 702972

Contenu 100 Pièce(s)

REF 702974

Prix sur demande



Capsules, bouchons et septa

Des fermetures prémontées ou collées avec des septa d'une grande pureté analytique sont proposées en différents types de capuchons (sertissage / vissage / pression) et en tailles. Vous pouvez choisir entre différents matériaux de revêtement ayant différentes propriétés physiques et chimiques.



Bouchons à vis, N 9, PP, bleu, trou central, Caout. rouge/FEP incolore, 1.0 mm

Contenu 100 Pièce(s)

REF 702732

Prix sur demande



Bouchons à vis, N 9, PP, bleu, trou central, Silicone blanc/PTFE rouge, 1.0 mm

Contenu 100 Pièce(s)

REF 702287.1

Prix sur demande



Capsules à sertir, N 11, alu., trou central, Caout. naturel/Butyl/TEF, 1.0 mm

Contenu 100 Pièce(s)

REF 70256

Prix sur demande



Capsules à sertir, N 11, alu., trou central, Caout. rouge/FEP incolore, 1.0 mm

Contenu 100 Pièce(s)

REF 702730

Prix sur demande




Bouchons à vis, N 9, PP, transparent, trou, Silicone blanc/PTFE rouge, 1.0mm

Contenu 100 Pièce(s)

REF 702287

Prix sur demande



Bouchons à vis, N 9, PP, bleu, trou, Silicone blanc/PTFE bleu, fendu, 1.0mm

Contenu 100 Pièce(s)

REF 702288.1

Prix sur demande





Bouchons à vis, N 8, PP, noir, trou central, Silicone blanc/PTFE rouge, 1.3 mm

Contenu 100 Pièce(s)

REF 70245

Prix sur demande



Bouchons à vis, N 24, polypropylène, blanc, trou central, sans joint

Contenu 100 Pièce(s)

REF 702060

Prix sur demande



Capsules N 20, alu., trou central, Butyl gris clair/PTFE gris foncé, 3.0 mm

Contenu 100 Pièce(s)

REF 702775

Prix sur demande



Bouchons à vis, N 9, PP, noir, trou central, Silicone blanc/PTFE rouge, 1.0 mm

Contenu 100 Pièce(s)

REF 702036

Prix sur demande



Septa N 22, Silicone/PTFE, naturel/incolore, 3.2 mm, 45° shore A

Contenu 100 Pièce(s)

REF 702062

Prix sur demande



Bouchons à vis (bonded), N 24, PP, blanc, sans trou, Silicone b./PTFE beige, 3.2mm

Contenu 100 Pièce(s)

REF 702059

Prix sur demande



Capsules N 20, alu., trou central, Silicone blanc/PTFE beige, 3.0 mm

Contenu 100 Pièce(s)

REF 702094

Prix sur demande



Capsules à serrer, N 11, alu., trou central, Silicone blanc/PTFE rouge, 1.3 mm

Contenu 100 Pièce(s)

REF 70288

Prix sur demande



Bouchon à enfoncer PE, N 18, Polyéthylène, transparent, sans trou, sans joint

Contenu 100 Pièce(s)

REF 70274

Prix sur demande






Bouchons à enfoncer, N11, PE(mou), bleu, trou, Sil.b./PTFE

Contenu 100 Pièce(s)

REF 702717.2080

Prix sur demande



Bouchons à enfoncer, N 11, PE(mou), bleu c., trou, Silicone b./PTFE rouge, 1.0 mm

Contenu 100 Pièce(s)

REF 702710.2080

Prix sur demande



Bouchons à enfoncer, N 11, PE(dur), trou, Sil. b./PTFE bleu, fendu en croix, 1.0mm

Contenu 100 Pièce(s)

REF 702064

Prix sur demande



Capsules à sertir, N 11, alu., trou central, Caout. naturel/TEF, 1.0 mm

Contenu 100 Pièce(s)

REF 702001

Prix sur demande



Bouchons à enfoncer, N 11, PE(dur), transp., trou, Caout. rouge/FEP incol., 1.0mm

Contenu 100 Pièce(s)

REF 702731

Prix sur demande




Capsules N 20, alu., trou central, sans joint

Contenu 100 Pièce(s)

REF 702804

Prix sur demande




Bouchons à enfoncer, N 11, PE,transp.,sans trou,sans joint, fine zone de perçage

Contenu 100 Pièce(s)

REF 702401

Prix sur demande




Bouchons à vis, N 9, PP, bleu, trou central, PTFE, blanc, 0.25 mm

Contenu 100 Pièce(s)

REF 702031

Prix sur demande



Capsules à sertir, N 11, alu., bleu, trou, Caout. naturel/Butyl/TEF, 1.0 mm

Contenu 100 Pièce(s)

REF 70231.3

Prix sur demande





Capsules à sertir, N 11, alu., rouge, trou, Caout. naturel/Butyl/TEF, 1.0 mm

Contenu 100 Pièce(s)

REF 70231.2

Prix sur demande



Capsules à sertir, N 11, alu., trou, Silicone bl./PTFE bleu, fendu en croix, 1.5mm

Contenu 100 Pièce(s)

REF 702823

Prix sur demande



Bouchons à vis (bonded), N 10, PP, noir, trou central, Caout. rouge/TEF incol., 1.0mm

Contenu 100 Pièce(s)

REF 702044

Prix sur demande



Bouchons à vis (bonded), N 15, PP, blanc, sans trou, Silicone b./PTFE bleu, 1.3mm

Contenu 100 Pièce(s)

REF 702114

Prix sur demande



Bouchons à vis, N 8, PP, noir, trou central, Caout. rouge/FEP incol., 1.3 mm

Contenu 100 Pièce(s)

REF 702067

Prix sur demande



Bouchons à enfoncer, N 11, PE(dur), transp., trou, Silicone b./PTFE

Contenu 100 Pièce(s)

REF 702710

Prix sur demande



Capsules N 20, alu., trou central, Silicone bleu transp./PTFE incol., 3.0mm

Contenu 100 Pièce(s)

REF 702093

Prix sur demande



Bouchons à vis, N 24, polypropylène, blanc, sans trou, sans joint

Contenu 100 Pièce(s)

REF 702081

Prix sur demande




Bouchons à vis, N 9, PP, transp., trou central, Caout. rouge/FEP incol., 1.0 mm

Contenu 100 Pièce(s)

REF 702030

Prix sur demande





Bouchons à vis, N 13, PP, noir, trou central, Caout. rouge/FEP incolore, 1.5 mm

Contenu 100 Pièce(s)

REF 702050

Prix sur demande




Capsules N20, alu., sécu. surpression, trou central, Butyl I. gris/PTFE gris f., 3.0mm

Contenu 100 Pièce(s)

REF 702829

Prix sur demande



Septa N 8, Silicone/PTFE, blanc/bleu, fendu, 1.0 mm, 55° shore A

Contenu 100 Pièce(s)

REF 702481

Prix sur demande




Capsules N 20, alu., trou central, Butyl gris foncé/PTFE gris, 3.0 mm

Contenu 100 Pièce(s)

REF 70234

Prix sur demande



Bouchons à vis, N 9, PP, vert, trou central, Caout. rouge/FEP incolore, 1.0 mm

Contenu 100 Pièce(s)

REF 702082

Prix sur demande



Septa N 8, PTFE, blanc, 0.25 mm, 53° shore D

Contenu 100 Pièce(s)

REF 70261

Prix sur demande



Capsules N 20, alu., opercule entièrement déchirable, sans joint

Contenu 100 Pièce(s)

REF 702805

Prix sur demande



Capsules à serrer, N 11, alu., rouge, trou, PTFE rouge/Silicone b./PTFE rouge, 1.0mm

Contenu 100 Pièce(s)

REF 702995.2

Prix sur demande



Bouchon à enfoncer PE, N 8, Polyéthylène, transparent, sans trou, sans joint

Contenu 100 Pièce(s)

REF 702807

Prix sur demande



Kits de flacons et autres combinaisons (pré-fermés)

Bien que les kits de flacons présentent un format d'emballage pratique de 100 flacons et 100 bouchons, il est également possible de commander des combinaisons de flacons pré-scellées (pré-sertissées / pré-vissées). Des certificats de conformité (CoC) peuvent être demandés pour chaque flacon ou produit de fermeture.



Kit de flacons à sertir N 11 (70201HP + 70256)

Contenu 1 Ensemble(s)

REF 702222

Prix sur demande



Kit de Flacons à vis N 9 (702282 + 702732)

Contenu 1 Ensemble(s)

REF 702207

Prix sur demande



Kit de Flacons à vis N 9 (702283 + 702287.1)

Contenu 1 Ensemble(s)

REF 702202

Prix sur demande



Bouchons à vis pré-scellés N 24 (702023 + 702058)

Contenu 100 Pièce(s)

REF 702877

Prix sur demande



Kit de Flacons à vis N 9 (702283 + 702288.1)

Contenu 1 Ensemble(s)

REF 702205

Prix sur demande



Kit de flacons à sertir N 11 (702892 + 70288)

Contenu 1 Ensemble(s)

REF 702217

Prix sur demande





Kit de Flacons à vis N 9 (702284 + 702287.1)

Contenu 1 Ensemble(s)

REF 702203

Prix sur demande



Kit de flacons à enfoncer N 11 (702713 + 702710)

Contenu 1 Ensemble(s)

REF 702719

Prix sur demande



Kit de Flacons à vis N 9 (702282 + 702287.1)

Contenu 1 Ensemble(s)

REF 702201

Prix sur demande



Kit de bouchons à visser N 8 (70213 + 70245)

Contenu 1 Ensemble(s)

REF 702238

Prix sur demande



Kit de Flacons à vis N 9 (702009 + 702288.1)

Contenu 1 Ensemble(s)

REF 702226

Prix sur demande



Kit de flacons à sertir N 11 (702892 + 70256)

Contenu 1 Ensemble(s)

REF 702224

Prix sur demande



Kit de bouchons à visser N 8 (70213 + 702067)

Contenu 1 Ensemble(s)

REF 702246

Prix sur demande



Kit de flacons à enfoncer N 11 (702714 + 702731)

Contenu 1 Ensemble(s)

REF 702232

Prix sur demande



Kit de Flacons à vis N 9 (702282 + 702288.1)

Contenu 1 Ensemble(s)

REF 702204

Prix sur demande





Kit de Flacons à vis N 9 (702284 + 702288.1)

Contenu 1 Ensemble(s)

REF 702206

Prix sur demande



Kit de Flacons à vis N 9 (702284 + 702732)

Contenu 1 Ensemble(s)

REF 702209

Prix sur demande



Bouchons à vis pré-scellés N 24 (702021 + 702059)

Contenu 100 Pièce(s)

REF 702884

Prix sur demande



Kit de Flacons à vis N 9 (702283 + 702732)

Contenu 1 Ensemble(s)

REF 702208

Prix sur demande



Kit de bouchons à visser N 8 (70213 + 702437)

Contenu 1 Ensemble(s)

REF 702247

Prix sur demande



Kit de flacons à enfoncer N 11 (702714 + 702710)

Contenu 1 Ensemble(s)

REF 702225

Prix sur demande



Bouchons à vis pré-scellés N 9 (702282 + 702732)

Contenu 100 Pièce(s)

REF 702857

Prix sur demande



Bouchons à vis pré-scellés N 9 (702283 + 702732)

Contenu 100 Pièce(s)

REF 702858

Prix sur demande



Bouchons à vis pré-scellés N 9 (702283 + 702288.1)

Contenu 100 Pièce(s)

REF 702863

Prix sur demande





Bouchons à vis pré-scellés N 9 (702283 + 702026)

Contenu 100 Pièce(s)

REF 702864

Prix sur demande



Bouchons à vis pré-scellés N 9 (702284 + 702288.1)

Contenu 100 Pièce(s)

REF 702873

Prix sur demande



Bouchons à vis pré-scellés N 9 (702282 + 702287.1)

Contenu 100 Pièce(s)

REF 702874

Prix sur demande



Capsules à sertir pré-scellées N 11 (70201HP + 70256)

Contenu 100 Pièce(s)

REF 702101HP

Prix sur demande



Capsules à sertir pré-scellées N 11 (702892 + 70256)

Contenu 100 Pièce(s)

REF 702859

Prix sur demande



Capsules à sertir pré-scellées N 11 (70201HP + 702995)

Contenu 100 Pièce(s)

REF 702867

Prix sur demande



Capsules à sertir pré-scellées N 11 (70201CG + 70256)

Contenu 100 Pièce(s)

REF 702881

Prix sur demande



Bouchons à vis pré-scellés N 24 (702132 + 702058)

Contenu 100 Pièce(s)

REF 702831

Prix sur demande



Bouchons à vis pré-scellés N 24 (702021 + 702073)

Contenu 100 Pièce(s)

REF 702865

Prix sur demande





Capsules à sertir pré-scellées N 11 (70201OG + 70231)

Contenu 100 Pièce(s)

REF 702882

Prix sur demande



Kit de bouchons à visser N 8 (70213.2 + 702067)

Contenu 1 Ensemble(s)

REF 702248

Prix sur demande



Kit de bouchons à visser N 8 (70213.2 + 70245)

Contenu 1 Ensemble(s)

REF 702249

Prix sur demande



Kit de flacons à sertir N 11 (70201HP + 70288)

Contenu 1 Ensemble(s)

REF 702215

Prix sur demande



Kit de flacons à sertir N 11 (702885 + 70288)

Contenu 1 Ensemble(s)

REF 702216

Prix sur demande



Kit de flacons à sertir N 11 (70201HP + 702995)

Contenu 1 Ensemble(s)

REF 702218

Prix sur demande



Kit de flacons à enfoncer N 11 (702712 + 702064)

Contenu 1 Ensemble(s)

REF 702231

Prix sur demande



Kit de flacons à enfoncer N 11 (702713 + 702731)

Contenu 1 Ensemble(s)

REF 702233

Prix sur demande



Kit de flacons à enfoncer N 11 (702712 + 702731)

Contenu 1 Ensemble(s)

REF 702234

Prix sur demande





Kit de flacons à sertir N 11 (702885 + 702001)

Contenu 1 Ensemble(s)

REF 702253

Prix sur demande



Kit de flacons à sertir N 11 (702892 + 702001)

Contenu 1 Ensemble(s)

REF 702254

Prix sur demande



Bouchons à vis pré-scellés N 24 (702131 + 702058)

Contenu 1 Ensemble(s)

REF 702886

Prix sur demande



Combipack flacon-bouchon (70201HP + 70256), 10x100 pièces chacune

Contenu 1 Ensemble(s)

REF 702853

Prix sur demande



Combipack flacon-bouchon (702885 + 70256), 10x100 pièces chacune

Contenu 1 Ensemble(s)

REF 702087

Prix sur demande



Kit de flacons à vis N 9 (702282 + 702039)

Contenu 1 Ensemble(s)

REF 702239

Prix sur demande



Kit de flacons à vis N 9 (702293 + 702288)

Contenu 1 Ensemble(s)

REF 702241

Prix sur demande



Kit de flacons à vis N 9 (702282 + 702031)

Contenu 1 Ensemble(s)

REF 702242

Prix sur demande



Kit de flacons à sertir N 11 (70201HP + 702879)

Contenu 1 Ensemble(s)

REF 702243

Prix sur demande





Kit de flacons à vis N 9 (702284 + 702287)

Contenu 1 Ensemble(s)

REF 702245

Prix sur demande



Kit de flacons à serbir N 11 (702075 + 70288)

Contenu 1 Ensemble(s)

REF 702252

Prix sur demande



Kit de flacons à serbir N 11 (702885 + 702823)

Contenu 1 Ensemble(s)

REF 702255

Prix sur demande



Kit de flacons à vis N 8 (702004 + 70245)

Contenu 1 Ensemble(s)

REF 702256

Prix sur demande



Kit de flacons à serbir N 11 (70214CG + 702001)

Contenu 1 Ensemble(s)

REF 702257

Prix sur demande



Kit de flacons à vis N 9 (702293 + 702732)

Contenu 1 Ensemble(s)

REF 702258

Prix sur demande



Kit de flacons à enfoncer N 11 (702713 + 702063)

Contenu 1 Ensemble(s)

REF 702720

Prix sur demande



Combipack flacon-bouchon (702713 + 702710), 10x100 pièces chacune

Contenu 1 Ensemble(s)

REF 702721

Prix sur demande



Combipack flacon-bouchon (702712 + 702731), 10x100 pièces chacune

Contenu 1 Ensemble(s)

REF 702722

Prix sur demande





Combipack flacon-bouchon (70201HP + 702730), 10x100 pièces chacune

Contenu 1 Ensemble(s)

REF 702854

Prix sur demande



Bouchons à vis pré-scellés N 13 (702962 + 702926)

Contenu 100 Pièce(s)

REF 702869

Prix sur demande



Bouchons à vis pré-scellés N 24 (702023 + 702168)

Contenu 100 Pièce(s)

REF 702872

Prix sur demande



Capsules à sertir pré-scellées N 11 (702134 + 70256)

Contenu 100 Pièce(s)

REF 702875

Prix sur demande



Capsules à sertir pré-scellées N 11 (70201HP + 702823)

Contenu 100 Pièce(s)

REF 702887

Prix sur demande



Bouchons à vis pré-scellés N 24 (702021 + 702058)

Contenu 100 Pièce(s)

REF 702894

Prix sur demande



Racks et boîtes de stockage pour différents flacons

Disponible pour une grande variété de tailles de flacons de 1,5 mL à 40 mL. Les racks et boîtes de stockage permettent le maintien vertical des flacons en toute sécurité. Les boîtes de stockage avec couvercle protègent en outre les bouchons des condensations dans le réfrigérateur ou des contaminations issues du laboratoire.



rack de flacons, diamètre max. 12 mm, 50 pos., empilable (si vide)

Contenu 1 Pièce(s)

REF 702502

Prix sur demande



rack de flacons, diamètre max. 15 mm, 50 pos., empilable (si vide)

Contenu 1 Pièce(s)

REF 702504

Prix sur demande



rack de flacons, diamètre max. 23.1 mm, 36 pos., empilable (si vide)

Contenu 5 Pièce(s)

REF 702503

Prix sur demande



Boîte à flacons, diam. max.15 mm, 49 pos. avec Couvercle/séparateur, empilable

Contenu 1 Pièce(s)

REF 702515

Prix sur demande



Boîte à flacons, diam. max.23 mm, 25 pos. avec Couvercle/séparateur, empilable

Contenu 1 Pièce(s)

REF 702516

Prix sur demande



Boîte à flacons, diam. max.27.5 mm, 16 pos. avec Couvercle et séparateur, empilable

Contenu 1 Pièce(s)

REF 702517

Prix sur demande





Boîte à flacons, diam. max.12 mm, 81 pos. avec
Couvercle/séparateur,empilable

Contenu 1 Pièce(s)

REF 702514

Prix sur demande



Boîte à flacons, diam. max.18.5 mm, 36 pos.
avec Couvercle/séparateur, empilable

Contenu 1 Pièce(s)


REF 702518

Prix sur demande



Flash Chromatographie et adsorbants LC

Depuis des décennies, la Flash chromatographie est l'outil de purification préparatoire des mélanges de composés dans l'industrie chimique et pharmaceutique. Dans les laboratoires de chimie, les colonnes en verre ont été remplies manuellement d'adsorbants à base de silice comme phase stationnaire. Les composés purifiés ont été élués avec des solvants appropriés sous basse pression. Cependant, le remplissage des colonnes prend beaucoup de temps et exige beaucoup de main-d'œuvre. Afin d'accélérer l'ensemble du processus de purification dans les laboratoires de chimie, MACHEREY-NAGEL propose des cartouches en polypropylène préemballées prêtes à l'emploi et à haute stabilité aux pressions. Celles-ci peuvent être utilisées en combinaison avec les systèmes de flash automatisés les plus courants. La large gamme de cartouches CHROMABOND permet aux professionnels de choisir la cartouche qui convient le mieux à leurs besoins individuels.



Gamme de cartouche de Flash CHROMABOND – programme complet de cartouches de flash prêtes à l'emploi pour

- Système Isco Companion et autre systèmes Teledyne Isco CombiFlash
- Biotage Isolera, Biotage FlashMaster ou en utilisation seule avec tout type de pompe/détecteur ex. De Biotage, Büchi
- Yamazen Smart Flash, Système Interchim puriFlash
- Flexibilité accrue et scale-up facilité
- Toutes les phases RP et NP courantes disponibles sur demande
- Poids des adsorbants de 4 g jusqu'à 3000 g
- Silice sphérique et irrégulière disponible

Sécurité analytique accrue

- Cartouches de polypropylène résistantes aux solvants organiques, à faible saignement, à parois de colonne épaisses, corps monobloc, rapport longueur/diamètre optimisé pour un nombre élevé de plateaux et une excellente efficacité de séparation.
- Distribution du flux d'éluant par l'intermédiaire d'éléments filtrants très poreux ; les cartouches plus grandes (≥ 40 g) contiennent également une plaque de distribution pour une géométrie d'écoulement optimale.
- Hardware en polypropylène optimisé pour une stabilité à haute pression jusqu'à 21 bar
- Norme de qualité élevée
- Toutes les cartouches flash et tous les adsorbants sont soumis à des mesures d'assurance qualité complètes pendant et après la production pour garantir que les produits sont conformes aux spécifications.
- Le matériau du tube est fait de polypropylène de qualité pharmaceutique et alimentaire





Matériau de remplissage LC (adsorbant, vrac), Gel de silice 60 M, 0.04–0.063 mm

Contenu 1 Paquet(s)

REF 815381.1

Prix sur demande



Sable Flash, lavé à l'acide, préactivé

Contenu 1 Paquet(s)

REF 727423

Prix sur demande



Matériau de remplissage LC (adsorbant, vrac), Gel de silice 60, 0.063–0.2 mm

Contenu 1 Paquet(s)

REF 815330.1

Prix sur demande



Matériau de remplissage LC (adsorbant, vrac), Gel de silice 60, 0.04–0.063 mm

Contenu 1 Paquet(s)

REF 815380.1

Prix sur demande



Cartouches CHROMABOND Flash R8 330 SiOH, 40–63 μ m, 330 g

Contenu 4 Pièce(s)

REF 732807

Prix sur demande



Cartouches CHROMABOND Flash R8 25 SiOH, 40–63 μ m, 25 g

Contenu 15 Pièce(s)

REF 732802

Prix sur demande



Cartouches CHROMABOND Flash R8 15 SiOH, 40–63 μ m, 15 g

Contenu 20 Pièce(s)

REF 732801

Prix sur demande



Cartouches CHROMABOND Flash R8 800 SiOH, 40–63 μ m, 800 g

Contenu 2 Pièce(s)

REF 732808

Prix sur demande



Cartouches CHROMABOND Flash R8 200 SiOH, 40–63 μ m, 200 g

Contenu 6 Pièce(s)

REF 732806

Prix sur demande





Matériau de remplissage LC (adsorbant, vrac), Gel de silice 60, 0.015–0.04 mm

Contenu 1 Paquet(s)

REF 815650.1

Prix sur demande



Cartouches CHROMABOND Flash R8 40 SiOH, 40–63 μm , 40 g

Contenu 15 Pièce(s)

REF 732803

Prix sur demande



Cartouches CHROMABOND Flash R8 80 SiOH, 40–63 μm , 80 g

Contenu 12 Pièce(s)

REF 732804

Prix sur demande



Matériau de remplissage LC (adsorbant, vrac), kieselguhr, CELITE 545

Contenu 1 Paquet(s)

REF 815660.5

Prix sur demande



Cartouches CHROMABOND Flash R8 120 SiOH, 40–63 μm , 120 g

Contenu 10 Pièce(s)

REF 732805

Prix sur demande



Cartouches CHROMABOND Flash R8 15 C18 ec, 40–63 μm , 16,4 g

Contenu 1 Pièce(s)

REF 732811

Prix sur demande



Matériau de remplissage LC (adsorbant, vrac), Oxyde d'aluminium, Alox N, neutre

Contenu 1 Paquet(s)

REF 815020.5

Prix sur demande



Cartouches CHROMABOND Flash BT 4 SiOH, 40–63 μm , 4 g

Contenu 20 Pièce(s)

REF 732960

Prix sur demande



Cartouches CHROMABOND Flash R8 40 C18 ec, 40–63 μm , 43 g

Contenu 1 Pièce(s)

REF 732813

Prix sur demande





Cartouches CHROMABOND Flash R8 120 C18 ec, 40-63 μm , 130 g

Contenu 1 Pièce(s)

REF 732815

Prix sur demande



CHROMABOND Flash DL 15, cartouches vides, 30 mL, 11.6 cm L, 21.2 mm DI

Contenu 50 Pièce(s)

REF 732981

Prix sur demande



Adsorbants SPE (vrac) CHROMABOND Diamino (PSA pour QuEChERS)

Contenu 1 Paquet(s)

REF 730653

Prix sur demande



Cartouches CHROMABOND Flash BT 15 SiOH, 40-63 μm , 15 g

Contenu 20 Pièce(s)

REF 732961

Prix sur demande



Matériau de remplissage LC (adsorbant, vrac), Florail

Contenu 1 Paquet(s)

REF 815710.5

Prix sur demande



Kit pour luer standard CHROMABOND Flash stand alone user kit

Contenu 1 Ensemble(s)

REF 732903

Prix sur demande



Cartouches CHROMABOND Flash R8 4 SiOH, 40-63 μm , 4 g

Contenu 20 Pièce(s)

REF 732800

Prix sur demande



Matériau de remplissage LC (adsorbant, vrac), Gel de silice, POLYGOPREP 60-50 C18

Contenu 1 Paquet(s)

REF 711500.100

Prix sur demande



CHROMABOND Flash DL 120, cartouches vides, 220 mL, 25.5 cm L, 36.0 mm DI

Contenu 20 Pièce(s)

REF 732985

Prix sur demande





Adsorbants SPE (vrac) ELL, E8L, CHROMABOND XTR

Contenu 1 Paquet(s)

REF 730595.5000

Prix sur demande



Cartouches CHROMABOND Flash BT 25 SiOH, 40-63 µm, 25 g

Contenu 15 Pièce(s)

REF 732962

Prix sur demande



Cartouches CHROMABOND Flash BT 40 SiOH, 40-63 µm, 40 g

Contenu 15 Pièce(s)

REF 732963

Prix sur demande



Cartouches CHROMABOND Flash RS 200 C18 ec, 40-63 µm, 220 g

Contenu 1 Pièce(s)

REF 732816

Prix sur demande



Matériau de remplissage LC (adsorbant, vrac), Gel de silice 60, 0.2-0.5 mm

Contenu 1 Paquet(s)

REF 815350.1

Prix sur demande



CHROMABOND Flash DL 25, cartouches vides, 45 mL, 16.5 cm L, 21.2 mm DI

Contenu 50 Pièce(s)

REF 732982

Prix sur demande



CHROMABOND Flash DL 4, cartouches vides, 8 mL, 9.8 cm L, 12.4 mm DI

Contenu 50 Pièce(s)

REF 732980

Prix sur demande



CHROMABOND Flash DL 40, cartouches vides, 75 mL, 17.1 cm L, 26.4 mm DI

Contenu 20 Pièce(s)

REF 732983

Prix sur demande



Matériau de remplissage LC (adsorbant, vrac), cellulose MN 2100ff, dégraissé

Contenu 1 Paquet(s)

REF 815070.1

Prix sur demande





Matériau de remplissage LC (adsorbant, vrac), Gel silice, POLYGOPREP 300-30 C18

Contenu 1 Paquet(s)

REF 711720.1000

Prix sur demande



Matériau de remplissage LC (adsorbant, vrac), Poudre de cellulose MN 2100

Contenu 1 Paquet(s)

REF 815060.5

Prix sur demande



Adsorbant CCM (Vrac), Gel de silice N, sans liant, avec indicateur UVF254

Contenu 1 Paquet(s)

REF 816340.5

Prix sur demande



Matériau de remplissage LC (adsorbant, vrac), polyamide, 0.05-0.16 mm

Contenu 1 Paquet(s)

REF 815620.5

Prix sur demande



Adsorbant CCM (Vrac), Gel de silice G, contient du gypse, avec indicateur UVF254

Contenu 1 Paquet(s)

REF 816320.5

Prix sur demande



Kit CHROMABOND Flash starter kit

Contenu 1 Ensemble(s)

REF 730798

Prix sur demande



Colonne de Flash, en verre complète avec adaptateur, 400 mm L, 20 mm DI, vide

Contenu 1 Pièce(s)

REF 727401

Prix sur demande



Cartouches CHROMABOND Flash RS 40 SiOH, 15-40 µm, 40 g

Contenu 15 Pièce(s)

REF 732703

Prix sur demande



Cartouches CHROMABOND Flash RS 200 SiOH, 15-40 µm, 200 g

Contenu 6 Pièce(s)

REF 732706

Prix sur demande





Matériau de remplissage LC (adsorbant, vrac), Gel de silice, POLYGOPREP 60-20 NH2

Contenu 1 Paquet(s)

REF 711013.100

Prix sur demande 



Matériau de remplissage LC (adsorbant, vrac), Gel de silice, POLYGOPREP 60-30 NH2

Contenu 1 Paquet(s)

REF 711014.100

Prix sur demande 



Matériau de remplissage LC (adsorbant, vrac), Gel de silice, POLYGOPREP 100-30 C18

Contenu 1 Paquet(s)

REF 711032.100

Prix sur demande 



Cartouches CHROMABOND Flash RS 1600 C18 ec, 40-63 μ m, 1760 g

Contenu 1 Pièce(s)

REF 732819

Prix sur demande 



Colonne de Flash, en verre complète avec adaptateur, 450 mm L, 40 mm DI, vide

Contenu 1 Pièce(s)

REF 727407

Prix sur demande 



Cartouches CHROMABOND Flash RS 800 SiOH, 15-40 μ m, 800 g

Contenu 2 Pièce(s)

REF 732708

Prix sur demande 



Cartouches CHROMABOND Flash RS 330 SPHERE SiOH, sphérique, 15 μ m, 330 g

Contenu 4 Pièce(s)

REF 732767

Prix sur demande 



CHROMABOND Flash DL 200, cartouches vides, 410 mL, 20.0 cm L, 60.0 mm DI

Contenu 10 Pièce(s)

REF 732986

Prix sur demande 



Ouate de fibre de verre, silanisées, fibres fines, 25 g

Contenu 25 g

REF 718002

Prix sur demande 

HPLC et UHPLC

La chromatographie liquide à haute performance (CLHP, HPLC) fait partie des procédés de séparation par chromatographie liquide des mélanges de substances et de leur analyse. Au début, cette technique était également appelée chromatographie liquide à haute pression en raison de la contre-pression élevée de la colonne. La HPLC propose des analyses qualitatives (identification des substances) et quantitatives (détermination de la concentration) par comparaison avec des substances standard. Le terme HPLC a été introduit dans les années 1970, pour la délimitation de la méthode haute performance à la chromatographie liquide sur colonne développée dans les années 1930 (chromatographie sur colonne). Au début du 21^{ème} siècle, la HPLC a été complétée par l'UHPLC (chromatographie liquide à ultra haute performance) encore plus efficace. Des pressions encore plus élevées (> 400 bar) permettent de réduire le temps d'analyse et d'améliorer l'efficacité, ce qui permet d'obtenir un débit d'échantillons plus élevé avec des volumes d'échantillons plus petits.

Des informations détaillées sur les propriétés particulières des phases de silice de haute pureté NUCLEODUR, de la silice standard NUCLEOSIL et du matériau moderne Core-Shell NUCLEOSHELL ainsi que sur les phases pour les séparations spéciales sont disponibles sur les colonnes HPLC- et UHPLC correspondantes (site Web de détail du produit).

Chaque colonne MACHEREY-NAGEL HPLC / UHPLC est testée individuellement selon des paramètres importants en contrôle qualité et les résultats sont documentés dans un certificat d'analyse.



Colonnes HPLC et UHPLC

Vous avez besoin de colonnes HPLC/UHPLC fiables et robustes. Nous sommes fabricants du NUCLEOSIL, la phase classique entièrement poreuse. Les phases robustes et modernes NUCLEODUR 1,8 µm pour l'UHPLC et NUCLEOSHELL, ainsi que des phases spéciales pour diverses applications font partie de notre gamme de produits



Colonne HPLC EC (analytique), NUCLEOSIL 100-5 C18, 5 µm, 250x4 mm

Contenu 1 Pièce(s)

REF 720014.40

Prix sur demande



Colonne HPLC EC (analytique), NUCLEOSIL 100-5 C18, 5 µm, 250x4.6 mm

Contenu 1 Pièce(s)

REF 720014.46

Prix sur demande



Précolonne HPLC EC (analytique), NUCLEODUR C18 Gravity, 3 µm, 4x2 mm

Contenu 3 Pièce(s)

REF 761902.20

Prix sur demande





Colonne HPLC EC (analytique), NUCLEOSIL 100-5 C18, 5 µm, 150x4.6 mm

Contenu 1 Pièce(s)

REF 720120.46

Prix sur demande 



Précolonne HPLC EC (analytique), NUCLEOSIL 100-5 C18, 5 µm, 4x3 mm

Contenu 3 Pièce(s)

REF 721074.30

Prix sur demande 



Colonne HPLC EC (analytique), NUCLEOSIL 100-10 C18, 10 µm, 250x4.6 mm

Contenu 1 Pièce(s)

REF 720023.46

Prix sur demande 



Colonne HPLC EC (analytique), NUCLEODUR 100-5 C18 ec, 5 µm, 250x4.6 mm

Contenu 1 Pièce(s)

REF 760002.46

Prix sur demande 



Colonne HPLC EC (analytique), NUCLEOSHELL RP 18, 2.7 µm, 50x4 mm

Contenu 1 Pièce(s)

REF 763132.40

Prix sur demande 



Précolonne HPLC EC (analytique), NUCLEODUR C18 Pyramid, 3 µm, 4x2 mm

Contenu 3 Pièce(s)

REF 761916.20

Prix sur demande 



Précolonne HPLC EC (analytique), NUCLEOSHELL RP 18, 2.7 µm, 4x3 mm

Contenu 3 Pièce(s)

REF 763138.30

Prix sur demande 



Colonne HPLC EC (analytique), NUCLEOSIL 100-5 C18, 5 µm, 125x4.6 mm

Contenu 1 Pièce(s)

REF 720002.46

Prix sur demande 



Colonne HPLC EC (analytique), NUCLEODUR C18 Pyramid, 5 µm, 250x4.6 mm

Contenu 1 Pièce(s)

REF 760202.46

Prix sur demande 



Colonne HPLC EC (analytique), NUCLEOSIL 100-10 C18, 10 µm, 250x4 mm

Contenu 1 Pièce(s)

REF 720023.40

Prix sur demande



Colonne HPLC EC (analytique), NUCLEOSIL 100-5 C8, 5 µm, 125x4 mm

Contenu 1 Pièce(s)

REF 720001.40

Prix sur demande



Colonne UHPLC EC (analytique), NUCLEODUR C18 Pyramid, 1.8 µm, 50x2 mm

Contenu 1 Pièce(s)

REF 760272.20

Prix sur demande



Colonne HPLC EC (analytique), NUCLEOSIL 100-5 C18 HD, 5 µm, 250x4 mm

Contenu 1 Pièce(s)

REF 720280.40

Prix sur demande



Précolonne HPLC EC (analytique), NUCLEOSIL 100-5 C18 HD, 5 µm, 4x3 mm

Contenu 3 Pièce(s)

REF 721072.30

Prix sur demande



Colonne HPLC EC (analytique), NUCLEOSIL 120-3 C18, 3 µm, 250x4 mm

Contenu 1 Pièce(s)

REF 720055.40

Prix sur demande



Colonne HPLC EC (analytique), NUCLEOSIL 120-5 C18, 5 µm, 125x4 mm

Contenu 1 Pièce(s)

REF 720051.40

Prix sur demande



Colonne HPLC EC (analytique), NUCLEOSIL 100-7 C18, 7 µm, 250x4 mm

Contenu 1 Pièce(s)

REF 720018.40

Prix sur demande



Colonne HPLC EC (analytique), NUCLEOSIL 100-5 C8, 5 µm, 250x4 mm

Contenu 1 Pièce(s)

REF 720013.40

Prix sur demande





Précolonne HPLC VA (analytique), NUCLEOGEL SUGAR Ca, 8-10 μm , 21x4 mm

Contenu 2 Pièce(s)

REF 719535

Prix sur demande



Précolonne HPLC EC (analytique), universel RP, 4x3 mm

Contenu 3 Pièce(s)

REF 728777.30

Prix sur demande



Colonne HPLC EC (analytique), NUCLEODUR 100-3 NH2-RP, 3 μm , 150x4.6 mm

Contenu 1 Pièce(s)

REF 760742.46

Prix sur demande



Colonne HPLC EC (analytique), NUCLEOSIL 120-3 C18, 3 μm , 100x4.6 mm

Contenu 1 Pièce(s)

REF 720149.46

Prix sur demande



Colonne HPLC EC (analytique), NUCLEOSIL 100-5 C18 AB, 5 μm , 250x4 mm

Contenu 1 Pièce(s)

REF 720936.40

Prix sur demande



Colonne HPLC EC (analytique), NUCLEOSIL 100-5 NH2, 5 μm , 250x4.6 mm

Contenu 1 Pièce(s)

REF 720095.46

Prix sur demande



Précolonne UHPLC EC (analytique), NUCLEODUR C18 Gravity, 1.8 μm , 4x2 mm

Contenu 3 Pièce(s)

REF 761901.20

Prix sur demande



Colonne HPLC EC (analytique), NUCLEODUR 100-5 C18 ec, 5 μm , 125x4 mm

Contenu 1 Pièce(s)

REF 760001.40

Prix sur demande



Colonne HPLC EC (analytique), NUCLEOSIL 100-5 C18, 5 μm , 100x4.6 mm

Contenu 1 Pièce(s)

REF 720141.46

Prix sur demande





Colonne HPLC EC (analytique), NUCLEODUR C18 Gravity, 5 µm, 250x4.6 mm

Contenu 1 Pièce(s)

REF 760101.46

Prix sur demande



Colonne HPLC EC (analytique), NUCLEOSIL 100-5 C18 HD, 5 µm, 250x4.6 mm

Contenu 1 Pièce(s)

REF 720280.46

Prix sur demande



Colonne HPLC EC (analytique), NUCLEOSIL 100-5 C8, 5 µm, 250x4.6 mm

Contenu 1 Pièce(s)

REF 720013.46

Prix sur demande



Colonne HPLC EC (analytique), NUCLEOSIL 100-5 SA, 5 µm, 125x4.6 mm

Contenu 1 Pièce(s)

REF 720709.46

Prix sur demande



Précolonne HPLC EC (analytique), NUCLEODUR 100-5 NH2-RP, 5 µm, 4x3 mm

Contenu 3 Pièce(s)

REF 761953.30

Prix sur demande



Colonne HPLC EC (analytique), NUCLEODUR 100-5 C18 ec, 5 µm, 125x4.6 mm

Contenu 1 Pièce(s)

REF 760001.46

Prix sur demande



Colonne HPLC EC (analytique), NUCLEODUR 100-5 C18 ec, 5 µm, 150x4 mm

Contenu 1 Pièce(s)

REF 760008.40

Prix sur demande



Colonne HPLC EC (analytique), NUCLEOSIL 120-5 C18, 5 µm, 250x4 mm

Contenu 1 Pièce(s)

REF 720041.40

Prix sur demande



Colonne HPLC EC (analytique), NUCLEODUR 100-5 C18 ec, 5 µm, 250x4 mm

Contenu 1 Pièce(s)

REF 760002.40

Prix sur demande





Colonne HPLC EC (analytique), NUCLEODUR 100-5 C18 ec, 5 µm, 150x4.6 mm

Contenu 1 Pièce(s)

REF 760008.46

Prix sur demande



Colonne HPLC EC (analytique), NUCLEOSIL 100-7 C18, 7 µm, 150x4.6 mm

Contenu 1 Pièce(s)

REF 720110.46

Prix sur demande



Colonne HPLC EC (analytique), NUCLEOSIL 100-5 CN, 5 µm, 250x4.6 mm

Contenu 1 Pièce(s)

REF 720090.46

Prix sur demande



Colonne HPLC VA (analytique), NUCLEOGEL ION 300 OA, 10 µm, 300x7.8 mm

Contenu 1 Pièce(s)

REF 719501

Prix sur demande



Colonne HPLC EC (analytique), NUCLEODUR 100-5 C8 ec, 5 µm, 150x4.6 mm

Contenu 1 Pièce(s)

REF 760702.46

Prix sur demande



Colonne HPLC EC (analytique), NUCLEODUR 100-5 NH2-RP, 5 µm, 250x4 mm

Contenu 1 Pièce(s)

REF 760732.40

Prix sur demande



Précolonne HPLC EC (analytique), NUCLEOSIL 120-5 C18, 5 µm, 4x3 mm

Contenu 3 Pièce(s)

REF 721070.30

Prix sur demande



Précolonne HPLC EC (analytique), NUCLEOSIL 100-5 C8, 5 µm, 4x3 mm

Contenu 3 Pièce(s)

REF 721194.30

Prix sur demande



Précolonne HPLC EC (analytique), NUCLEODUR PolarTec, 3 µm, 4x3 mm

Contenu 3 Pièce(s)

REF 761981.30

Prix sur demande





Colonne HPLC EC (analytique), NUCLEOSIL 100-10 CN, 10 µm, 250x4.6 mm

Contenu 1 Pièce(s)

REF 720024.46

Prix sur demande



Précolonne HPLC EC (analytique), universel RP, 4x3 mm, 9 pcs

Contenu 9 Pièce(s)

REF 728778.30

Prix sur demande



Colonne HPLC EC (analytique), NUCLEODUR C18 Gravity, 5 µm, 125x4 mm

Contenu 1 Pièce(s)

REF 760100.40

Prix sur demande



Colonne HPLC EC (analytique), NUCLEODUR C18 Gravity, 5 µm, 150x4.6 mm

Contenu 1 Pièce(s)

REF 760103.46

Prix sur demande



Colonne HPLC EC (analytique), NUCLEODUR 100-3, 3 µm, 250x4.6 mm

Contenu 1 Pièce(s)

REF 760173.46

Prix sur demande



Colonne HPLC EC (analytique), NUCLEOSIL 100-5 8A, 5 µm, 250x4 mm

Contenu 1 Pièce(s)

REF 720097.40

Prix sur demande



Colonne HPLC EC (analytique), NUCLEOSIL 50-5, 5 µm, 250x4.6 mm

Contenu 1 Pièce(s)

REF 720093.46

Prix sur demande



Colonne HPLC EC (analytique), NUCLEOSIL 100-5, 5 µm, 250x4.6 mm

Contenu 1 Pièce(s)

REF 720099.46

Prix sur demande



Colonne HPLC EC (analytique), NUCLEOSIL 100-5 C18, 5 µm, 125x4 mm

Contenu 1 Pièce(s)

REF 720002.40

Prix sur demande





Colonne HPLC EC (analytique), NUCLEODUR C18 HTec, 3 µm, 125x3 mm

Contenu 1 Pièce(s)

REF 760324.30

Prix sur demande



Colonne HPLC EC (analytique), NUCLEODUR PolarTec, 3 µm, 250x3 mm

Contenu 1 Pièce(s)

REF 760479.30

Prix sur demande



Colonne HPLC EC (analytique), NUCLEODUR HILIC, 3 µm, 250x4.6 mm

Contenu 1 Pièce(s)

REF 760530.46

Prix sur demande



Colonne HPLC EC (analytique), NUCLEOSIL 100-10 8B, 10 µm, 250x4.6 mm

Contenu 1 Pièce(s)

REF 720029.46

Prix sur demande



Précolonne HPLC EC (analytique), NUCLEODUR C18 Gravity, 5 µm, 4x3 mm

Contenu 3 Pièce(s)

REF 761903.30

Prix sur demande



Précolonne HPLC EC (analytique), NUCLEODUR 100-5 C18 ec, 5 µm, 4x3 mm

Contenu 3 Pièce(s)

REF 761932.30

Prix sur demande



Colonne HPLC EC (analytique), NUCLEOSIL 100-5 C18, 5 µm, 100x4 mm

Contenu 1 Pièce(s)

REF 720141.40

Prix sur demande



Colonne HPLC EC (analytique), NUCLEOSIL 120-3 C18, 3 µm, 125x4.6 mm

Contenu 1 Pièce(s)

REF 720040.46

Prix sur demande



Colonne HPLC EC (analytique), NUCLEOSIL 120-5 C18, 5 µm, 250x4.6 mm

Contenu 1 Pièce(s)

REF 720041.46

Prix sur demande





Précolonne HPLC EC (analytique),
NUCLEOSHELL Bluebird RP 18, 2.7 µm, 4x3

Contenu 3 Pièce(s)

REF 763438.30

Prix sur demande



Colonne HPLC EC (analytique), NUCLEODUR
C18 Isia, 5 µm, 125x4 mm

Contenu 1 Pièce(s)

REF 760412.40

Prix sur demande



Colonne HPLC EC (analytique), NUCLEODUR
C18 HTec, 5 µm, 150x4.6 mm

Contenu 1 Pièce(s)

REF 760315.46

Prix sur demande



Colonne HPLC EC (analytique), NUCLEODUR
C18 HTec, 5 µm, 250x4.6 mm

Contenu 1 Pièce(s)

REF 760316.46

Prix sur demande



Colonne HPLC EC (analytique), NUCLEODUR
100-5 NH2-RP, 5 µm, 250x4.6 mm

Contenu 1 Pièce(s)

REF 760732.46

Prix sur demande



Colonne HPLC EC (analytique), NUCLEOSIL
100-5 C18 Nautilus, 5 µm, 250x4.6 mm

Contenu 1 Pièce(s)

REF 720431.46

Prix sur demande



Colonne HPLC EC (analytique), NUCLEODEX
BETA-PM, 5 µm, 200x4 mm

Contenu 1 Pièce(s)

REF 720125.40

Prix sur demande



Colonne HPLC VA (analytique), NUCLEOGEL
SUGAR 810 H, 8-10 µm, 300x7.8 mm

Contenu 1 Pièce(s)

REF 719574

Prix sur demande



Précolonne HPLC EC (analytique), NUCLEOSIL
100-5 CN, 5 µm, 4x3 mm

Contenu 3 Pièce(s)

REF 721078.30

Prix sur demande





Précolonne HPLC EC (analytique),
NUCLEOSHELL RP 18plus, 5 μ m, 4x3 mm

Contenu 3 Pièce(s)

REF 763258.30

Prix sur demande



Colonne HPLC EC (analytique), NUCLEODUR
C18 Gravity, 3 μ m, 150x4.6 mm

Contenu 1 Pièce(s)

REF 760083.46

Prix sur demande



Colonne HPLC EC (analytique), NUCLEODUR
C18 Gravity, 3 μ m, 100x3 mm

Contenu 1 Pièce(s)

REF 760084.30

Prix sur demande



Colonne HPLC EC (analytique), NUCLEODUR
C18 Iais, 3 μ m, 150x3 mm

Contenu 1 Pièce(s)

REF 760403.30

Prix sur demande



Colonne HPLC EC (analytique), NUCLEODUR
C18 Pyramid, 3 μ m, 125x3 mm

Contenu 1 Pièce(s)

REF 760260.30

Prix sur demande



Colonne HPLC EC (analytique), NUCLEODUR
C18 Pyramid, 3 μ m, 50x2 mm

Contenu 1 Pièce(s)

REF 760263.20

Prix sur demande



Précolonne HPLC EC (analytique),
NUCLEOSHELL RP 18plus, 5 μ m, 4x3 mm

Contenu 3 Pièce(s)

REF 763258.30

Prix sur demande



Colonne HPLC EC (analytique), NUCLEODUR
C18 Gravity, 3 μ m, 150x4.6 mm

Contenu 1 Pièce(s)

REF 760083.46

Prix sur demande



Colonne HPLC EC (analytique), NUCLEODUR
C18 Gravity, 3 μ m, 100x3 mm

Contenu 1 Pièce(s)

REF 760084.30

Prix sur demande





Colonne HPLC EC (analytique), NUCLEODUR Phenyl-Hexyl, 3 µm, 250x4.6 mm

Contenu 1 Pièce(s)

REF 760579.46

Prix sur demande



Colonne HPLC EC (analytique), NUCLEODUR 100-3 C8 ec, 3 µm, 250x4 mm

Contenu 1 Pièce(s)

REF 760062.40

Prix sur demande



Colonne HPLC EC (analytique), NUCLEODUR 100-5 CN-RP, 5 µm, 250x4.6 mm

Contenu 1 Pièce(s)

REF 760152.46

Prix sur demande



Colonne HPLC EC (analytique), NUCLEODUR 100-5, 5 µm, 250x4 mm

Contenu 1 Pièce(s)

REF 760007.40

Prix sur demande



Colonne HPLC EC (analytique), NUCLEOSIL 100-5 C18 HD, 5 µm, 125x4 mm

Contenu 1 Pièce(s)

REF 720296.40

Prix sur demande



Colonne HPLC EC (analytique), NUCLEOSIL 100-5 C8, 5 µm, 125x4.6 mm

Contenu 1 Pièce(s)

REF 720001.46

Prix sur demande



Colonne HPLC EC (analytique), NUCLEOSIL 100-7 C2, 7 µm, 250x4.6 mm

Contenu 1 Pièce(s)

REF 720089.46

Prix sur demande



Colonne HPLC EC (analytique), NUCLEOSIL 100-5 CN-RP, 5 µm, 250x4.6 mm

Contenu 1 Pièce(s)

REF 720205.46

Prix sur demande



Colonne HPLC EC (analytique), NUCLEOSIL 100-5 NH2-RP, 5 µm, 250x4.6 mm

Contenu 1 Pièce(s)

REF 720095.46RP

Prix sur demande





Colonne HPLC EC (analytique), NUCLEOSIL 100-5 8A, 5 µm, 250x4.6 mm

Contenu 1 Pièce(s)

REF 720097.46

Prix sur demande



Colonne HPLC EC (analytique), NUCLEOSHELL RP 18plus, 2.7 µm, 50x2 mm

Contenu 1 Pièce(s)

REF 763232.20

Prix sur demande



Colonne HPLC EC (analytique), NUCLEOSHELL Phenyl-Hexyl, 2.7 µm, 100x3 mm

Contenu 1 Pièce(s)

REF 763734.30

Prix sur demande



Colonne HPLC EC (analytique), NUCLEOSIL Anion II, 10 µm, 250x4 mm

Contenu 1 Pièce(s)

REF 720094.40

Prix sur demande



Colonne HPLC VA (analytique), NUCLEOGEL SUGAR 810 Ca, 8-10 µm, 300x7.8 mm

Contenu 1 Pièce(s)

REF 719570

Prix sur demande



Précolonne HPLC EC (analytique), NUCLEOSIL 100-3 C18, 3 µm, 4x3 mm

Contenu 3 Pièce(s)

REF 721022.30

Prix sur demande



Précolonne HPLC EC (analytique), NUCLEOSIL 120-3 C18, 3 µm, 4x3 mm

Contenu 3 Pièce(s)

REF 721075.30

Prix sur demande



Précolonne HPLC EC (analytique), NUCLEODUR 300-5 C18 ec, 5 µm, 4x3 mm

Contenu 3 Pièce(s)

REF 761988.30

Prix sur demande



Précolonne HPLC EC (analytique), NUCLEODUR 300-5 C4 ec, 5 µm, 4x3 mm

Contenu 3 Pièce(s)

REF 761989.30

Prix sur demande





Colonne HPLC EC (analytique), NUCLEOSIL 100-5 C18, 5 µm, 150x4 mm

Contenu 1 Pièce(s)

REF 720120.40

Prix sur demande



Colonne HPLC EC (analytique), NUCLEOSIL 120-3 C18, 3 µm, 125x3 mm

Contenu 1 Pièce(s)

REF 720040.30

Prix sur demande



Colonne HPLC EC (analytique), NUCLEOSIL 120-3 C18, 3 µm, 125x4 mm

Contenu 1 Pièce(s)

REF 720040.40

Prix sur demande



Colonne HPLC EC (analytique), NUCLEOSIL 120-3 C18, 3 µm, 100x4 mm

Contenu 1 Pièce(s)

REF 720149.40

Prix sur demande



Colonne HPLC EC (analytique), NUCLEOSIL 300-5 C18, 5 µm, 250x4.6 mm

Contenu 1 Pièce(s)

REF 720065.46

Prix sur demande



Colonne HPLC EC (analytique), NUCLEOSIL 100-10 CN, 10 µm, 250x4 mm

Contenu 1 Pièce(s)

REF 720024.40

Prix sur demande



Colonne HPLC EC (analytique), NUCLEODUR C8 Gravity, 3 µm, 150x4.6 mm

Contenu 1 Pièce(s)

REF 760658.46

Prix sur demande



Colonne HPLC EC (analytique), NUCLEODUR TP², 5 µm, 125x3 mm

Contenu 1 Pièce(s)

REF 760623.30

Prix sur demande



Colonne HPLC EC (analytique), NUCLEODUR C18 lais, 3 µm, 250x4 mm

Contenu 1 Pièce(s)

REF 760404.40

Prix sur demande



Adsorbants HPLC – Matériaux de remplissage

Nos adsorbants NUCLEOSIL et NUCLEODUR non modifiés, constituent les matériaux de remplissage de nos colonnes HPLC. Pour les applications en phase inverse, nous proposons également NUCLEODUR C18 ec et NUCLEODUR C18 HTec dans différentes tailles de particules.



Matériau de remplissage HPLC (adsorbant, vrac), NUCLEODUR

Contenu 1 Paquet(s)

REF 713551.0100

Prix sur demande



Matériau de remplissage HPLC (adsorbant, vrac), NUCLEODUR

Contenu 1 Paquet(s)

REF 713600.0100

Prix sur demande



Matériau de remplissage HPLC (adsorbant, vrac), NUCLEODUR 100-10

Contenu 1 Paquet(s)

REF 713610.0100

Prix sur demande



Matériau de remplissage HPLC (adsorbant, vrac), NUCLEODUR

Contenu 1 Paquet(s)

REF 713615.0100

Prix sur demande



Matériau de remplissage HPLC (adsorbant, vrac), NUCLEODUR 100-16

Contenu 1 Paquet(s)

REF 713620.0100

Prix sur demande



Matériau de remplissage HPLC (adsorbant, vrac), NUCLEODUR

Contenu 1 Paquet(s)

REF 713630.0100

Prix sur demande





Matériau de remplissage HPLC (adsorbant, vrac), NUCLEODUR C18 ec

Contenu 1 Paquet(s)

REF 713550.0100

Prix sur demande



Matériau de remplissage HPLC (adsorbant, vrac), NUCLEODUR C18 ec

Contenu 1 Paquet(s)

REF 713601.0100

Prix sur demande



Matériau de remplissage HPLC (adsorbant, vrac), NUCLEODUR 100-10 C18 ec

Contenu 1 Paquet(s)

REF 713611.0100

Prix sur demande



Matériau de remplissage HPLC (adsorbant, vrac), NUCLEODUR C18 ec

Contenu 1 Paquet(s)

REF 713618.0100

Prix sur demande



Matériau de remplissage HPLC (adsorbant, vrac), NUCLEODUR 100-18 C18 ec

Contenu 1 Paquet(s)

REF 713621.0100

Prix sur demande



Matériau de remplissage HPLC (adsorbant, vrac), NUCLEODUR C18 ec

Contenu 1 Paquet(s)

REF 713631.0100

Prix sur demande



Matériau de remplissage HPLC (adsorbant, vrac), NUCLEODUR C18 HTec, 7 µm

Contenu 1 Paquet(s)

REF 713831.0100

Prix sur demande



Matériau de remplissage HPLC (adsorbant, vrac), NUCLEODUR C18 HTec, 10 µm

Contenu 1 Paquet(s)

REF 713832.0100

Prix sur demande



Chromatographie sur couche mince (CCM)

La chromatographie sur couche mince (CCM) et la chromatographie sur couche mince à haute performance (CCMTP), aussi appelée chromatographie planaire, sont basées sur un processus de distribution en plusieurs étapes impliquant

- Adsorbants appropriés (la phase stationnaire) appliqués en couche mince sur un support adapté (p. ex. plaque de verre, feuille de polyester ou d'aluminium).
- Solvants ou mélanges de solvants (phase mobile ou éluant)
- Echantillon (analytes)

Aujourd'hui, la CCM a pris de plus en plus d'importance en tant que technique de séparation analytique, ce qui est probablement dû aux effets de l'instrumentation et de l'automatisation. En même temps, l'applicabilité de la chromatographie en couche mince a été améliorée par le développement de nouveaux adsorbants et supports. MACHEREY-NAGEL propose une gamme polyvalente de couches prêtes à l'emploi, fruit de 50 ans de recherche et développement continus.

Caractéristiques de la CCM / HPTLC moderne

Le succès de la chromatographie sur couche mince comme méthode de séparation micro analytique très efficace repose sur un grand nombre de propriétés avantageuses :

- Débit d'échantillons élevé en peu de temps
- Convient pour les tests de dépistage
- Procédure pilote pour la chromatographie CLHP et la Flash chromatographie
- Après la séparation, les informations analytiques peuvent être stockées plus longtemps (la couche CCM prête à l'emploi sert de support de stockage pour les données).
- Les substances séparées peuvent être soumises à des procédures d'analyse subséquentes (p. ex., IR, MS) à une date ultérieure.
- Optimisation rapide et économique de la séparation grâce au changement facile de la phase mobile et stationnaire



Plaques et feuilles de CCM / HPTLC

Utilisez nos plaques CCM et HPTLC en verre, en aluminium et en polyester pour vos méthodes de CCM rapides et peu coûteuses. Nous proposons différents revêtements pour la phase normale et la phase inverse. Nous vous proposons également volontiers des échantillons pour tester vos applications au préalable.





Feuilles CCM en polyester, couche de gel de silice, POLYGRAM SIL G UV254, 4x8cm

Contenu 50 Pièce(s)

REF 805021

Prix sur demande



Feuille de CCM en aluminium, gel de silice, ALUGRAM SIL G UV254, 20x20cm

Contenu 25 Pièce(s)

REF 818133

Prix sur demande



Plaques CCM en verre SIL G UV254, Gel de silice non modifié (SiOH), 20x20cm

Contenu 25 Pièce(s)

REF 809023

Prix sur demande



Feuille de CCM en aluminium, gel de silice, ALUGRAM Xtra SIL G UV254, 20x20cm

Contenu 25 Pièce(s)

REF 818333

Prix sur demande



Feuille de CCM en aluminium, gel de silice, ALUGRAM SIL G UV254, 4x8cm

Contenu 50 Pièce(s)

REF 818131

Prix sur demande



Feuilles CCM en polyester, gel de silice, POLYGRAM SIL G UV254, 20x20cm

Contenu 25 Pièce(s)

REF 805023

Prix sur demande



Plaques CCM en verre, couche de gel de silice, ADAMANT UV254, 20x20cm

Contenu 25 Pièce(s)

REF 821030

Prix sur demande



Feuilles CCM en polyester, d'oxyde d'aluminium, POLYGRAM Alox N UV254, 4x8cm

Contenu 50 Pièce(s)

REF 802021

Prix sur demande



Feuille de CCM en aluminium, gel de silice, ALUGRAM Xtra SIL G UV254, 5x10cm

Contenu 50 Pièce(s)

REF 818360

Prix sur demande





Feuille de CCM en aluminium, couche de gel de silice, ALUGRAM SIL G, 20x20cm

Contenu 25 Pièce(s)

REF 818033

Prix sur demande



Feuille de CCM en aluminium, couche de gel de silice, ALUGRAM SIL G, 10x20cm

Contenu 20 Pièce(s)

REF 818162

Prix sur demande



Plaques CCM en verre SIL G UV254, Gel de silice non modifié (SiOH), 10x20cm

Contenu 50 Pièce(s)

REF 809022

Prix sur demande



Feuille de CCM en aluminium, couche de gel de silice, ALUGRAM SIL G, 5x10cm

Contenu 50 Pièce(s)

REF 818161

Prix sur demande



Feuilles CCM en polyester, gel de silice, POLYGRAM SIL G UV254, 2,5x7,5cm

Contenu 200 Pièce(s)

REF 805901

Prix sur demande



Plaques CCM en verre SIL G, Gel de silice non modifié (SiOH), 20x20cm

Contenu 25 Pièce(s)

REF 809013

Prix sur demande



Plaques CCM en verre SIL G UV254, Gel de silice non modifié (SiOH), 20x20cm

Contenu 20 Pièce(s)

REF 809053

Prix sur demande



Plaques CCM en polyester, couche de cellulose, POLYGRAM CEL 300, 20x20cm

Contenu 25 Pièce(s)

REF 801013

Prix sur demande



Plaques CCM en verre SIL G, Gel de silice non modifié (SiOH), 10x20cm

Contenu 50 Pièce(s)

REF 809012

Prix sur demande





Feuille de CCM en aluminium, couche de gel de silice, ALUGRAM SIL G, 10x20cm

Contenu 20 Pièce(s)

REF 818163

Prix sur demande



Plaques CCM en verre CEL 300, cellulose fibreuse naturelle, 0,5 mm, 20x20 cm

Contenu 20 Pièce(s)

REF 808053

Prix sur demande



Plaques CCM en verre 9IL G UV254, Gel de silice non modifié (SiOH), 20x20cm

Contenu 12 Pièce(s)

REF 809083

Prix sur demande



HPTLC/Feuille de CCM en alu., gel de silice modifié, ALUGRAM RP-18W UV254, 20x20cm

Contenu 25 Pièce(s)

REF 818146

Prix sur demande



Plaques CCM en verre, couche de gel de silice, DURASIL UV254, 10x20cm

Contenu 50 Pièce(s)

REF 812007

Prix sur demande



HPTLC/Feuille de CCM en alu., gel de silice modifié, ALUGRAM RP-18W UV254, 5x10cm

Contenu 50 Pièce(s)

REF 818152

Prix sur demande



Feuilles CCM en polyester, cellulose microcristalline, POLYGRAM CEL 400,

Contenu 25 Pièce(s)

REF 801113

Prix sur demande



Plaques CCM en verre, couche de gel de silice, SIL G-25 HR, 20x20cm

Contenu 25 Pièce(s)

REF 809033

Prix sur demande



Plaques CCM en verre, couche de gel de silice, SIL G-25 HR UV254, 20x20cm

Contenu 25 Pièce(s)

REF 809043

Prix sur demande





HPTLC/Plaques CCM en verre, impr. av un sélecteur chirale, plaque chirale, 10x10cm

Contenu 25 Pièce(s)

REF 811059

Prix sur demande



Plaques CCM en verre 8IL G UV254, Gel de silice non modifié (SiOH), 10x10cm

Contenu 25 Pièce(s)

REF 809020

Prix sur demande



Plaques CCM en verre 8IL G UV254, Gel de silice non modifié (SiOH), 20x20cm

Contenu 15 Pièce(s)

REF 809063

Prix sur demande



Plaques CCM en verre CEL 300 UV254, cellulose fibreuse naturelle, 0,1 mm, 20x20cm

Contenu 25 Pièce(s)

REF 808023

Prix sur demande



HPTLC/Plaques CCM en verre, couche de gel de silice, Nano-DURABIL, 10x10cm

Contenu 25 Pièce(s)

REF 812010

Prix sur demande



HPTLC/Plaques CCM en verre, gel de silice, Nano-ADAMANT UV254, 10x10cm

Contenu 25 Pièce(s)

REF 821110

Prix sur demande



Feuille de CCM en aluminium, gel de silice, ALUGRAM 8IL G UV254, 5x10cm

Contenu 50 Pièce(s)

REF 818160

Prix sur demande



Feuilles CCM en polyester, couche de gel de silice, POLYGRAM 8IL G, 20x20cm

Contenu 25 Pièce(s)

REF 805013

Prix sur demande



Feuilles CCM en polyester, POLYGRAM POLYAMIDE-6 UV254, 20x20cm

Contenu 25 Pièce(s)

REF 803023

Prix sur demande





Plaques HPTLC verre RP-18 W UV254, modifié silice octadécyl (C18, RP18), 20x20cm

Contenu 25 Pièce(s)

REF 811071

Prix sur demande



Plaques CCM en verre CEL 300, cellulose fibreuse naturelle, 0,25 mm, 20x20cm

Contenu 25 Pièce(s)

REF 808033

Prix sur demande



Plaques CCM en verre, gel de silice + kieselguhr, SILGUR UV254, 20x20cm

Contenu 25 Pièce(s)

REF 810023

Prix sur demande



HPTLC/Plaques CCM en verre, couche de gel de silice, Nano-SIL, 5x5cm

Contenu 100 Pièce(s)

REF 811011

Prix sur demande



HPTLC/Plaques CCM en verre, gel de silice, Nano-DURASIL UV254, 10x10cm

Contenu 25 Pièce(s)

REF 812013

Prix sur demande



HPTLC/Plaques CCM en verre, gel de silice, Nano-DURASIL UV254, 10x20cm

Contenu 50 Pièce(s)

REF 812014

Prix sur demande



Plaques CCM en verre, couche de gel de silice, ADAMANT UV254, 5x10cm

Contenu 50 Pièce(s)

REF 821010

Prix sur demande



Plaques CCM en verre, couche de gel de silice, ADAMANT UV254, 5x20cm

Contenu 100 Pièce(s)

REF 821015

Prix sur demande



Plaques CCM en verre, mélange silice + cellulose, SILCEL-Mix UV254, 20x20cm

Contenu 25 Pièce(s)

REF 810043

Prix sur demande





HPTLC/Feuille de CCM en alu., gel de silice modifié, ALUGRAM RP-18W UV254, 4x8cm

Contenu 50 Pièce(s)

REF 818144

Prix sur demande



Feuilles CCM en polyester, couche de gel de silice, POLYGRAM SIL G, 5x20cm

Contenu 50 Pièce(s)

REF 805012

Prix sur demande



Feuilles CCM en polyester, gel de silice, POLYGRAM SIL G UV254, 5x20cm

Contenu 50 Pièce(s)

REF 805022

Prix sur demande



Feuilles CCM en polyester, couche de gel de silice, POLYGRAM SIL G, 4x8cm

Contenu 50 Pièce(s)

REF 805032

Prix sur demande



Feuilles CCM en polyester, couche de cellulose, POLYGRAM CEL 300, 4x8cm

Contenu 50 Pièce(s)

REF 801011

Prix sur demande



Plaques CCM en polyester, cellulose impr., POLYGRAM CEL 300 PEI UV254, 20x20cm

Contenu 25 Pièce(s)

REF 801063

Prix sur demande



Feuilles CCM en polyester, couche de cellulose, POLYGRAM POLYAMIDE-6, 5x20 cm

Contenu 50 Pièce(s)

REF 803012

Prix sur demande



Plaques CCM en verre SIL G UV254, Gel de silice non modifié (SiOH), 5x10cm

Contenu 200 Pièce(s)

REF 809027.200

Prix sur demande



Plaques HPTLC verre RP-18 W UV254, modifié silice octadécyl (C18, RP18), 5x20cm

Contenu 50 Pièce(s)

REF 811073

Prix sur demande





Plaques CCM en verre, couche de gel de silice, 8ILGUR C UV254, 20x20cm

Contenu 25 Pièce(s)

REF 810123

Prix sur demande



HPTLC/Plaques CCM en verre, couche de gel de silice, Nano-8IL UV254, 10x20cm

Contenu 50 Pièce(s)

REF 811023

Prix sur demande



Plaques CCM en verre, couche de gel de silice, DURASIL, 10x20cm

Contenu 50 Pièce(s)

REF 812003

Prix sur demande



Plaques CCM en verre, couche de gel de silice, DURASIL UV254, 5x20cm

Contenu 100 Pièce(s)

REF 812006

Prix sur demande



Plaques CCM en verre, couche de gel de silice, ADAMANT, 5x10cm

Contenu 50 Pièce(s)

REF 821040

Prix sur demande



HPTLC/Plaques CCM en verre, gel de silice modifié, RP, Nano-8IL C18-50, 10x10cm

Contenu 25 Pièce(s)

REF 811054

Prix sur demande



HPTLC/Plaques CCM en verre, gel de silice modifié, Nano-8IL NH2 UV254, 10x10cm

Contenu 25 Pièce(s)

REF 811111

Prix sur demande



Feuille de CCM en aluminium, couche de gel de silice, ALUGRAM 8IL G, 5x20cm

Contenu 50 Pièce(s)

REF 818032

Prix sur demande



Feuille de CCM en aluminium, gel de silice, ALUGRAM 8IL G UV254, 2,5x7,5cm

Contenu 200 Pièce(s)

REF 818129

Prix sur demande





Feuille de CCM en aluminium, gel de silice, ALUGRAM SIL G UV254, 5x20cm

Contenu 50 Pièce(s)

REF 818132

Prix sur demande



HPTLC/Feuille de CCM en aluminium, gel de silice, ALUGRAM Nano-SIL G, 20x20cm

Contenu 25 Pièce(s)

REF 818141

Prix sur demande



Feuille de CCM en aluminium, d' oxyde d'aluminium, ALUGRAM Alox N UV254,

Contenu 25 Pièce(s)

REF 818023

Prix sur demande



Feuille de CCM en aluminium, d' oxyde d'aluminium, ALUGRAM Alox N UV254, 5x20cm

Contenu 50 Pièce(s)

REF 818024

Prix sur demande



HPTLC/Feuille de CCM en alu.,gel de silice modifié, ALUGRAM RP-18W UV254,10x10cm

Contenu 25 Pièce(s)

REF 818147

Prix sur demande



Plaques de CCM en aluminium, couche de cellulose, ALUGRAM CEL 300, 4x8cm

Contenu 50 Pièce(s)

REF 818155

Prix sur demande



HPTLC/Feuille de CCM en alu., silice modifié, ALUGRAM Nano-SIL CN UV254, 4x8cm

Contenu 50 Pièce(s)

REF 818184

Prix sur demande



Plaques CCM en polyester, cellulose imprégnée, POLYGRAM CEL 300 PEI, 20x20cm

Contenu 25 Pièce(s)

REF 801053

Prix sur demande



HPTLC/Plaques CCM en verre, couche de gel de silice, Nano-SIL HD UV254, 5x5cm

Contenu 100 Pièce(s)

REF 811221

Prix sur demande





HPTLC/Plaques CCM en verre, couche de gel de silice, Nano-SIL HD UV254, 10x20cm

Contenu 50 Pièce(s)

REF 811223

Prix sur demande



Plaques CCM en verre SIL G UV254+366, Gel de silice non modifié (SiOH), 10x20cm

Contenu 50 Pièce(s)

REF 809122

Prix sur demande



Plaques HPTLC verre RP-18 W UV254, modifié silice octadécyl (C18, RP18), 10x20cm

Contenu 50 Pièce(s)

REF 811072

Prix sur demande



Plaques HPTLC verre RP-18 W UV254, modifié silice octadécyl (C18, RP18), 20x20cm

Contenu 15 Pièce(s)

REF 811074

Prix sur demande



Plaques HPTLC verre RP-18 W UV254, modifié silice octadécyl (C18, RP18), 10x10cm

Contenu 25 Pièce(s)

REF 811075

Prix sur demande



Plaques CCM en verre CEL 300, cellulose fibreuse naturelle, 0,1 mm, 20x20 cm

Contenu 25 Pièce(s)

REF 808013

Prix sur demande



Plaques CCM en verre CEL 300 UV254, cellulose fibreuse naturelle, 0,25 mm, 20x20cm

Contenu 25 Pièce(s)

REF 808043

Prix sur demande



Plaques CCM en verre, couche de cellulose, CEL 300 UV254, 0.5 mm, 20x20cm

Contenu 20 Pièce(s)

REF 808063

Prix sur demande



Plaques CCM en verre CEL 400, cellulose microcristalline, 10x20cm

Contenu 50 Pièce(s)

REF 808072

Prix sur demande





Plaques CCM en verre CEL 400, cellulose microcristalline, 20x20cm

Contenu 25 Pièce(s)

REF 808073

Prix sur demande



Plaques CCM en verre Alox N UV254, Oxyde d'aluminium, neutre, 5x20cm

Contenu 100 Pièce(s)

REF 807021

Prix sur demande



Plaques CCM en verre Alox N UV254, Oxyde d'aluminium, neutre, 20x20cm

Contenu 25 Pièce(s)

REF 807023

Prix sur demande



Plaques CCM en verre Alox N UV254, Oxyde d'aluminium, neutre, 20x20cm

Contenu 15 Pièce(s)

REF 807033

Prix sur demande



Plaques CCM en verre, couche de gel de silice + kieselguhr, SILGUR, 10x20cm

Contenu 50 Pièce(s)

REF 810012

Prix sur demande



Plaques CCM en verre, gel de silice + kieselguhr, SILGUR UV254, 10x20cm

Contenu 50 Pièce(s)

REF 810022

Prix sur demande



Plaques CCM en verre, couche de gel de silice, SIL G TENSIDE, 20x20cm

Contenu 25 Pièce(s)

REF 810063

Prix sur demande



Plaques CCM en verre, couche de gel de silice, ADAMANT UV254, 2,5x7,5cm

Contenu 100 Pièce(s)

REF 821005

Prix sur demande



Plaques CCM en verre, couche de gel de silice, ADAMANT UV254, 5x10cm

Contenu 200 Pièce(s)

REF 821010.200

Prix sur demande





Plaques CCM en verre, couche de gel de silice, ADAMANT UV254, 10x10cm

Contenu 25 Pièce(s)

REF 821020

Prix sur demande



Plaques CCM en verre, couche de gel de silice, ADAMANT UV254, 10x20cm

Contenu 50 Pièce(s)

REF 821025

Prix sur demande



Plaques CCM en verre, couche de gel de silice, ADAMANT, 5x10cm

Contenu 200 Pièce(s)

REF 821040.200

Prix sur demande



Plaques CCM en verre, couche de gel de silice, ADAMANT, 10x10cm

Contenu 25 Pièce(s)

REF 821050

Prix sur demande



Plaques CCM en verre, couche de gel de silice, ADAMANT, 20x20cm

Contenu 25 Pièce(s)

REF 821060

Prix sur demande



HPTLC/Plaques CCM en verre, gel de silice modifié, RP, Nano-SIL C18-100, 10x10cm

Contenu 25 Pièce(s)

REF 811052

Prix sur demande



Plaques CCM en verre, couche de gel de silice modifié, RP-2 UV254, 20x20cm

Contenu 25 Pièce(s)

REF 811082

Prix sur demande



HPTLC/Plaques CCM en verre, gel de silice modifié, Nano-SIL NH2 UV254, 10x20cm

Contenu 25 Pièce(s)

REF 811112

Prix sur demande



HPTLC/Plaques CCM en verre, gel de silice modifié, Nano-SIL CN UV254, 10x10cm

Contenu 25 Pièce(s)

REF 811115

Prix sur demande





Feuille de CCM en aluminium, gel de silice, ALUGRAM Xtra SIL G, 5x7,5cm

Contenu 20 Pièce(s)

REF 818230.20

Prix sur demande



Feuille de CCM en aluminium, gel de silice, ALUGRAM Xtra SIL G, 5x20cm

Contenu 50 Pièce(s)

REF 818232

Prix sur demande



Feuille de CCM en aluminium, gel de silice, ALUGRAM Xtra SIL G, 20x20cm

Contenu 25 Pièce(s)

REF 818233

Prix sur demande



Feuille de CCM en aluminium, gel de silice, ALUGRAM Xtra SIL G UV254, 10x20cm

Contenu 20 Pièce(s)

REF 818362

Prix sur demande



Feuille de CCM en alu., gel de silice + kieselguhr ALUGRAM Xtra SILGUR, 10x20cm

Contenu 20 Pièce(s)

REF 818412

Prix sur demande



Feuille de CCM en alu., gel de silice + kieselguhr, ALUGRAM Xtra SILGUR, 20x20cm

Contenu 25 Pièce(s)

REF 818413

Prix sur demande



Feuille de CCM en alu., silice + kieselguhr, ALUGRAM Xtra SILGUR UV254, 10x20cm

Contenu 20 Pièce(s)

REF 818422

Prix sur demande



Feuille de CCM en alu., silice + kieselguhr, ALUGRAM Xtra SILGUR UV254, 20x20cm

Contenu 25 Pièce(s)

REF 818423

Prix sur demande



HPTLC/Feuille de CCM en aluminium, ALUGRAM Xtra Nano-SILGUR, 10x10cm

Contenu 25 Pièce(s)

REF 818432

Prix sur demande





HPTLC/Feuille CCM en alu., ALUGRAM Xtra Nano-SILGUR UV254, 10x10cm

Contenu 25 Pièce(s)

REF 818442

Prix sur demande



HPTLC/Feuille de CCM en alu., gel de silice modifié, ALUGRAM RP-18W UV254,5x20cm

Contenu 50 Pièce(s)

REF 818145

Prix sur demande



Plaques de CCM en aluminium, couche de cellulose, ALUGRAM CEL 300, 20x20cm

Contenu 25 Pièce(s)

REF 818153

Prix sur demande



Plaques de CCM en aluminium, couche de cellulose, ALUGRAM CEL 300 UV254,

Contenu 25 Pièce(s)

REF 818156

Prix sur demande



Plaques de CCM en aluminium, couche de cellulose, ALUGRAM CEL 300 UV254, 5x20cm

Contenu 50 Pièce(s)

REF 818157

Prix sur demande



Feuille de CCM en aluminium, gel de silice modifié, ALUGRAM RP-2 UV254, 20x20cm

Contenu 25 Pièce(s)

REF 818171

Prix sur demande



HPTLC/Feuille de CCM en alu., silice modifié, ALUGRAM Nano-SIL NH2 UV254, 4x8cm

Contenu 50 Pièce(s)

REF 818182

Prix sur demande



Feuilles CCM en polyester, couche de gel de silice, POLYGRAM SIL G, 40x20cm

Contenu 25 Pièce(s)

REF 805014

Prix sur demande



Feuilles CCM en polyester, gel de silice, POLYGRAM SIL G UV254, 40x20cm

Contenu 25 Pièce(s)

REF 805024

Prix sur demande





Feuilles CCM en polyester, couche de cellulose, POLYGRAM POLYAMIDE-6, 20x20cm

Contenu 25 Pièce(s)

REF 803013

Prix sur demande



Feuilles CCM en polyester, POLYGRAM POLYAMIDE-6 UV254, 5x20 cm

Contenu 50 Pièce(s)

REF 803022

Prix sur demande



Plaques CCM en verre, couche de gel de silice, SIL HD, 10x10cm

Contenu 25 Pièce(s)

REF 809210

Prix sur demande



Plaques CCM en verre, couche de gel de silice, SIL HD, 10x20cm

Contenu 50 Pièce(s)

REF 809212

Prix sur demande



Plaques CCM en verre, couche de gel de silice, SIL HD, 20x20cm

Contenu 25 Pièce(s)

REF 809213

Prix sur demande



Plaques CCM en verre, couche de gel de silice, SIL HD, 5x10cm

Contenu 50 Pièce(s)

REF 809217

Prix sur demande



Plaques CCM en verre, couche de gel de silice, SIL HD UV254, 5x10cm

Contenu 50 Pièce(s)

REF 809227

Prix sur demande



HPTLC/Plaques CCM en verre, couche de gel de silice, Nano-SIL HD, 5x5cm

Contenu 100 Pièce(s)

REF 811211

Prix sur demande



HPTLC/Plaques CCM en verre, couche de gel de silice, Nano-SIL HD, 10x10cm

Contenu 25 Pièce(s)

REF 811212

Prix sur demande





Plaques CCM en verre SIL G, Gel de silice non modifié (SiOH), 5x10cm

Contenu 50 Pièce(s)

REF 809017

Prix sur demande



Plaques CCM en verre SIL G, Gel de silice non modifié (SiOH), 5x10cm

Contenu 200 Pièce(s)

REF 809017.200

Prix sur demande



Plaques CCM en verre SIL G UV254, Gel de silice non modifié (SiOH), 5x20cm

Contenu 100 Pièce(s)

REF 809021

Prix sur demande



Plaques CCM en verre SIL G, Gel de silice non modifié (SiOH), 20x20cm

Contenu 15 Pièce(s)

REF 809061

Prix sur demande



Plaques CCM en verre SIL G, Gel de silice non modifié (SiOH), 20x20cm

Contenu 12 Pièce(s)

REF 809073

Prix sur demande



Plaques CCM en verre SIL G UV254+366, Gel de silice non modifié (SiOH), 5x20cm

Contenu 100 Pièce(s)

REF 809121

Prix sur demande



Plaques CCM en verre SIL G UV254+366, Gel de silice non modifié (SiOH), 20x20cm

Contenu 25 Pièce(s)

REF 809123

Prix sur demande



Plaques CCM en verre, couche de gel de silice + kieselguhr, SILGUR, 20x20cm

Contenu 25 Pièce(s)

REF 810013

Prix sur demande



HPTLC/Plaques CCM en verre, couche de gel de silice, Nano-SIL, 10x10cm

Contenu 25 Pièce(s)

REF 811012

Prix sur demande





HPTLC/Plaques CCM en verre, gel de silice + kieselguhr, Nano-SILGUR, 10x10cm

Contenu 25 Pièce(s)

REF 811032

Prix sur demande



HPTLC/Plaques CCM en verre, gel de silice + kieselguhr, Nano-SILGUR UV254, 10x10cm

Contenu 25 Pièce(s)

REF 811042

Prix sur demande



HPTLC/Plaques CCM en verre, couche de gel de silice, Nano-SIL PAH, 10x20cm

Contenu 50 Pièce(s)

REF 811051

Prix sur demande



Plaques CCM en verre, couche de gel de silice, DURABIL, 20x20cm

Contenu 25 Pièce(s)

REF 812004

Prix sur demande



Plaques CCM en verre, couche de gel de silice, DURABIL UV254, 5x10cm

Contenu 50 Pièce(s)

REF 812005

Prix sur demande



Plaques CCM en verre, couche de gel de silice, DURABIL UV254, 5x10cm

Contenu 200 Pièce(s)

REF 812005.200

Prix sur demande



Plaques CCM en verre, couche de gel de silice, DURABIL UV254, 20x20cm

Contenu 25 Pièce(s)

REF 812008

Prix sur demande



HPTLC/Plaques CCM en verre, couche de gel de silice, Nano-DURASIL, 10x20cm

Contenu 50 Pièce(s)

REF 812011

Prix sur demande



HPTLC/Plaques CCM en verre, gel de silice, Nano-ADAMANT UV254, 10x20cm

Contenu 50 Pièce(s)

REF 821120

Prix sur demande



Micro sets CCM

Nos kits sont destinés aux utilisateurs qui souhaitent traiter avec la chromatographie en couche mince. L'ensemble des micro-kits sont conçus pour les débutants et les utilisateurs avancés. Ces kits TLC sont souvent utilisés pour l'éducation scientifique et le développement de méthodes.



Mélange test CCM pour Micro-Set A, colorants liposoluble / lipophile

Contenu 8 mL

REF 814001

Prix sur demande



Mélange test CCM pour Micro-Set A, individuel, liposoluble / lipophile colorants

Contenu 1 Ensemble(s)

REF 814011

Prix sur demande



TLC Micro-Set A pour débutants

Contenu 1 Ensemble(s)

REF 814000

Prix sur demande



Mélange test CCM pour Micro-Set A, colorants alimentaire

Contenu 8 mL

REF 814003

Prix sur demande



Mélange test CCM pour Micro-Set F1, acides aminés

Contenu 8 mL

REF 814201

Prix sur demande



Mélange test CCM pour Micro-Set F1, individuel, acides aminés

Contenu 1 Ensemble(s)

REF 814202

Prix sur demande





Solution de référence CCM, cholestérol

Contenu 8 mL

REF 814301

Prix sur demande



Mélange test CCM pour Micro-Set A, individuel, colorants alimentaire

Contenu 1 Ensemble(s)

REF 814013

Prix sur demande



TLC Micro-Set M, kit de matériel

Contenu 1 Ensemble(s)

REF 814100

Prix sur demande



Micro-Set F1, kit avancé pour éducation scientifique

Contenu 1 Ensemble(s)

REF 814200

Prix sur demande



Micro-Set F2, kit avancé pour éducation scientifique

Contenu 1 Ensemble(s)

REF 814300

Prix sur demande



Feuilles CCM en polyester, oxyde d'aluminium, POLYGRAM Alox N UV254

Contenu 1 Ensemble(s)

REF 814026

Prix sur demande



Feuilles CCM en polyester, couche de cellulose, POLYGRAM CEL 300, 4x8cm

Contenu 1 Ensemble(s)

REF 814027

Prix sur demande



Mélange test CCM pour Micro-Set A, colorants anthraquinone

Contenu 8 mL

REF 814002

Prix sur demande



Mélange test CCM pour Micro-Set A, individuel, colorants anthraquinone

Contenu 1 Ensemble(s)

REF 814012

Prix sur demande





Feuilles CCM en polyester, POLYGRAM SIL G UV254

Contenu 1 Ensemble(s)

REF 814025

Prix sur demande



Feuilles CCM en polyester, POLYGRAM mix

Contenu 1 Ensemble(s)

REF 814028

Prix sur demande



Citrate de sodium

Contenu 2.5 g

REF 814029

Prix sur demande



Mélange test CCM pour Micro-Set F1, cations métalliques lourds

Contenu 8 mL

REF 814204

Prix sur demande



Mélange test CCM pour Micro-Set F1, individuel, cations métalliques lourds

Contenu 1 Ensemble(s)

REF 814205

Prix sur demande



Micro-Set F3, kit avancé pour éducation scientifique

Contenu 1 Ensemble(s)

REF 814400

Prix sur demande



Solution de référence CCM, quinine

Contenu 8 mL

REF 814405

Prix sur demande



Solution de référence CCM, Paracétamol

Contenu 8 mL

REF 814406

Prix sur demande



Solution de référence CCM, caféine

Contenu 8 mL

REF 814407

Prix sur demande



Accessoires et adsorbants pour la CCM

Si vous souhaitez enduire vous-même les plaques de chromatographie sur couche mince, nous vous proposons des adsorbants adaptés à la chromatographie en couche mince. En plus de nos couches prêtes à l'emploi pour la CCM et la HPTLC, la gamme de produits comprend également des accessoires.



CCM cuve de dvpmt, jusqu'à 5 plaques/feuille simultanées, format max. 20x20 cm

Contenu 1 Pièce(s)

REF 814019

Prix sur demande



Réactifs de laboratoire (spray), en verre avec caoutchouc bulb

Contenu 1 Pièce(s)

REF 814101

Prix sur demande



CCM Capillaires en verre, 1 µL

Contenu 1 Ensemble(s)

REF 814022

Prix sur demande



CCM cuve de dvpmt, jusqu'à 2 plaques/feuille simultanées, format max. 10x10 cm

Contenu 1 Pièce(s)

REF 814018

Prix sur demande



CCM Guide de dépôts

Contenu 2 Pièce(s)

REF 814023

Prix sur demande



Adsorbant CCM (Vrac), MN 301 Poudre de cellulose

Contenu 1 Paquet(s)

REF 816250.5

Prix sur demande





Papier de chromatographie MN 260, 7,5x17 cm

Contenu 100 Pièce(s)

REF 814030

Prix sur demande



Feuille de papier filtre MN 713, 15x21 cm

Contenu 100 Pièce(s)

REF 814103

Prix sur demande



Réactif de visualisation (colorant), Ninhydrine, 100 mL

Contenu 100 mL

REF 814203

Prix sur demande



Réactif de visualisation (colorant), Acide phosphomolybdique, 100 mL

Contenu 100 mL

REF 814302

Prix sur demande



Réactif de visualisation (colorant), Chlorure de fer (III), 100 mL

Contenu 100 mL

REF 814403

Prix sur demande



Réactif de visualisation (colorant), Hexacyanoferrate (III) de potassium, 100 mL

Contenu 100 mL

REF 814404

Prix sur demande



Adsorbant COM (Vrac), Gel de silice N, sans liant, avec indicateur UVF254

Contenu 1 Paquet(s)

REF 816340.5

Prix sur demande



Ciseaux pour feuilles COM/HPTLC aluminium et polyester

Contenu 1 Pièce(s)

REF 818666

Prix sur demande



Réactif de visualisation (colorant), Rhodamine B, 100 mL

Contenu 100 mL

REF 814923

Prix sur demande





Indicateur fluorescent pour la CCM, UV254, fluorescence verte

Contenu 1 Paquet(s)

REF 816710.01

Prix sur demande



Adsorbant CCM (Vrac), Gel de silice G, contient du gypse, avec indicateur UVF254

Contenu 1 Paquet(s)

REF 816320.5

Prix sur demande



Bouchons en caoutchouc pour capillaires

Contenu 2 Pièce(s)

REF 814102

Prix sur demande



Réactif de visualisation (colorant), selon Dragfinorff-Munier, 100 mL

Contenu 100 mL

REF 814402

Prix sur demande



Réactif de visualisation (colorant), 2',7'-dichlorofluoresceine, 100 mL

Contenu 100 mL

REF 814921

Prix sur demande



Adsorbant CCM (Vrac), Gel de silice G, contient du gypse

Contenu 1 Paquet(s)

REF 816310.5

Prix sur demande



Adsorbant CCM (Vrac), Gel de silice N, sans liant

Contenu 1 Paquet(s)

REF 816330.5

Prix sur demande



Adsorbant CCM (Vrac), Gel de silice P avec indicateur UVF254, 5-50 µm

Contenu 1 Paquet(s)

REF 816380.5

Prix sur demande



Adsorbant CCM (Vrac), Gel de silice P, contient gypse + indic. UV F254, 5-50 µm

Contenu 1 Paquet(s)

REF 816400.5

Prix sur demande





Adsorbant CCM (Vrac), Gel de silice G-HR, contient gypse, degré de pureté élevé

Contenu 1 Paquet(s)

REF 816410.5

Prix sur demande



Réactif de visualisation (colorant) pour la caféine, 100 mL

Contenu 100 mL

REF 814401

Prix sur demande



Réactif de visualisation (colorant), vert de bromocrésol, 100 mL

Contenu 100 mL

REF 814920

Prix sur demande



Indicateur fluorescent pour la CCM, UV366, fluorescence bleue

Contenu 1 Paquet(s)

REF 816720.01

Prix sur demande



Adsorbant CCM (Vrac), polyamide

Contenu 1 Paquet(s)

REF 816610.1

Prix sur demande



Adsorbant CCM (Vrac), polyamide, avec indicateur UVF254

Contenu 1 Paquet(s)

REF 816620.1

Prix sur demande



Réactif de visualisation (colorant), acide rubeanic, 100 mL

Contenu 100 mL

REF 814206

Prix sur demande



Réactif de visualisation (colorant), 4-(diméthylamino)-benzaldehyde, 100 mL

Contenu 100 mL

REF 814922

Prix sur demande



Réactif de visualisation (colorant), aniliphthalate, 100 mL

Contenu 100 mL

REF 814919


Prix sur demande



Chromatographie en phase gazeuse (CPG)

Colonnes de CPG

MACHEREY-NAGEL produit plus de 50 phases GC (CPG). La plupart d'entre eux sont répertoriés par l'USP. Chaque colonne est testée individuellement et livrée avec un certificat d'analyse (avec un chromatogramme) et une notice d'utilisation, mais sans raccords ni Ferrules. Les colonnes ont des extrémités fusionnées ou sont scellées avec des septa, pour les protéger de l'oxygène atmosphérique. La taille standard d'une cage CPG est de 7" (pouce). En plus du programme standard, nous pouvons souvent proposer des colonnes sur mesure (d'autres dimensions, avec des pré-colonne de protection intégrée, fournies sur une cage de 5 pouces (5", ~13 cm), par exemple pour l'appareil GC 6850 d'Agilent, etc. ...



Réactifs de dérivation


En plus des colonnes CPG, nous offrons des réactifs de dérivation de haute qualité. Pour plus d'informations sur ces produits, veuillez consulter la rubrique "Réactifs de dérivation pour CPG".

Accessoires pour chromatographie en phase gazeuse

En complément des colonnes CPG et des réactifs de dérivation, nous proposons également des pré-colonnes CPG (colonnes de garde) et des retention gaps, des embouts, des connecteurs capillaires et des septa ainsi que des accessoires et outils.

Colonnes CPG

Une séparation réussie en chromatographie en phase gazeuse peut être réalisée avec nos colonnes de CPG capillaire en silice fondue (OPTIMA, PERMABOND, HYDRODEX, LIPODEX). Chaque colonne est testée individuellement et fournie avec un certificat de test incluant un chromatogramme test.



Col. CPG, apol.- faiblement polaire, OPTIMA 5 MS, 30 m L, 0.25 mm DI, 0.25 µm ef

Contenu 1 Pièce(s)

REF 726220.30

Prix sur demande 



Col. CPG, apol.- faiblement polaire, OPTIMA 5 HT, 15 m L, 0.32 mm DI, 0.25 µm ef

Contenu 1 Pièce(s)

REF 726108.15

Prix sur demande 




Col. CPG, apol.- faiblement polaire, OPTIMA 5 HT, 15 m L, 0.32 mm DI, 0.1 µm ef

Contenu 1 Pièce(s)

REF 726104.15

Prix sur demande 




Colonne de CPG, moyennement polaire, OPTIMA 624, 30 m L, 0.32 mm DI, 1.8 µm ef

Contenu 1 Pièce(s)

REF 726787.30

Prix sur demande




Colonne de CPG, faible/moyen. polaire OPTIMA 1701, 25 m L, 0.32 mm DI, 0.5 µm ef

Contenu 1 Pièce(s)

REF 726320.25

Prix sur demande




Colonne de CPG, apolaire, OPTIMA 1, 30 m L, 0.32 mm DI, 0.25 µm ef

Contenu 1 Pièce(s)

REF 726302.30

Prix sur demande




Colonne de CPG, moyennement polaire, OPTIMA 35 M8, 30 m L, 0.25 mm

Contenu 1 Pièce(s)

REF 726154.30

Prix sur demande



Colonne de CPG, moyennement polaire, OPTIMA 624 LB, 30 m L, 0.32 mm DI, 1.8 µm ef

Contenu 1 Pièce(s)

REF 726786.30

Prix sur demande



Colonne de CPG, polaire, OPTIMA WAX, 30 m L, 0.32 mm DI, 0.5 µm ef

Contenu 1 Pièce(s)

REF 726296.30

Prix sur demande




Col. CPG, apol.- faiblement polaire, OPTIMA 5 Amine, 30 m L, 0.53 mm DI, 3 µm ef

Contenu 1 Pièce(s)

REF 726357.30

Prix sur demande



Colonne de CPG, polaire, PERMABOND FFAP, 25 m L, 0.25 mm DI, 0.25 µm ef

Contenu 1 Pièce(s)

REF 723116.25

Prix sur demande




Colonne de CPG, PERMABOND Silane, 50 m L, 0.32 mm DI, ef exclusive

Contenu 1 Pièce(s)

REF 723409.50

Prix sur demande





Colonne de CPG, apolaire, OPTIMA 1, 25 m L, 0.25 mm DI, 0.5 µm ef

Contenu 1 Pièce(s)

REF 726081.25

Prix sur demande




Colonne de CPG, apolaire, OPTIMA 1, 15 m L, 0.53 mm DI, 0.5 µm ef

Contenu 1 Pièce(s)

REF 726519.15

Prix sur demande




Colonne de CPG, faiblement polaire, OPTIMA XLB, 30 m L, 0.25 mm DI, 0.25 µm ef

Contenu 1 Pièce(s)

REF 725850.30

Prix sur demande




Col. CPG, apol.- faiblement polaire, OPTIMA 5 M8, 30 m L, 0.32 mm DI, 0.5 µm ef

Contenu 1 Pièce(s)

REF 726213.30

Prix sur demande



Colonne de CPG, moyennement polaire, OPTIMA 624, 30 m L, 0.53 mm DI, 3 µm ef

Contenu 1 Pièce(s)

REF 726789.30

Prix sur demande




Colonne de CPG, polaire, PERMABOND CW 20 M, 25 m L, 0.32 mm DI, 0.25 µm ef

Contenu 1 Pièce(s)

REF 723321.25

Prix sur demande



Colonne de CPG, LIPODEX G, 25 m L, 0.25 mm DI, ef exclusive

Contenu 1 Pièce(s)

REF 723379.25

Prix sur demande




Colonne de CPG, apolaire, OPTIMA 1, 10 m L, 0.25 mm DI, 0.25 µm ef

Contenu 1 Pièce(s)

REF 726050.10

Prix sur demande



Colonne de CPG, apolaire, OPTIMA 1, 30 m L, 0.25 mm DI, 0.5 µm ef

Contenu 1 Pièce(s)

REF 726081.30

Prix sur demande





Colonne de CPG, apolaire, OPTIMA 1, 60 m L, 0.32 mm DI, 1 μ m ef

Contenu 1 Pièce(s)

REF 726323.60

Prix sur demande



Colonne de CPG, apolaire, OPTIMA 1, 10 m L, 0.53 mm DI, 2 μ m ef

Contenu 1 Pièce(s)

REF 726521.10

Prix sur demande



Colonne de CPG, apolaire, OPTIMA 1, 50 m L, 0.53 mm DI, 2 μ m ef

Contenu 1 Pièce(s)

REF 726521.50

Prix sur demande




Colonne de CPG, apolaire, OPTIMA 1, 50 m L, 0.53 mm DI, 5 μ m ef

Contenu 1 Pièce(s)

REF 726926.50

Prix sur demande




Colonne de CPG, apolaire, OPTIMA 1, 25 m L, 0.32 mm DI, 5 μ m ef

Contenu 1 Pièce(s)

REF 726931.25

Prix sur demande



Colonne de CPG, apolaire, OPTIMA 1, 30 m L, 0.32 mm DI, 5 μ m ef

Contenu 1 Pièce(s)

REF 726931.30

Prix sur demande



Col. CPG, apol/faiblement polaire, OPTIMA 5 MS Accent, 60 m L, 0.25 mm DI, 1 μ m ef

Contenu 1 Pièce(s)

REF 725826.60

Prix sur demande



Col. CPG, apol.- faiblement polaire, OPTIMA 5, 10 m L, 0.25 mm DI, 0.25 μ m ef

Contenu 1 Pièce(s)

REF 726056.10

Prix sur demande



Col. CPG, apol.- faiblement polaire, OPTIMA 5, 30 m L, 0.32 mm DI, 0.25 μ m ef

Contenu 1 Pièce(s)

REF 726314.30

Prix sur demande





Col. CPG, apol.- faiblement polaire, OPTIMA 5, 25 m L, 0.32 mm DI, 1 µm ef

Contenu 1 Pièce(s)

REF 726325.25

Prix sur demande



Col. CPG, apol.- faiblement polaire, OPTIMA 5, 50 m L, 0.32 mm DI, 1 µm ef

Contenu 1 Pièce(s)

REF 726325.50

Prix sur demande



Col. CPG, apol.- faiblement polaire, OPTIMA 5, 10 m L, 0.53 mm DI, 2 µm ef

Contenu 1 Pièce(s)

REF 726525.10

Prix sur demande




Col. CPG, apol.- faiblement polaire, OPTIMA 5, 25 m L, 0.20 mm DI, 0.35 µm ef

Contenu 1 Pièce(s)

REF 726860.25

Prix sur demande



Col. CPG, apol.- faiblement polaire, OPTIMA 5, 30 m L, 0.53 mm DI, 5 µm ef

Contenu 1 Pièce(s)

REF 726916.30

Prix sur demande



Col. CPG, apol.- faiblement polaire, OPTIMA 5 MS, 30 m L, 0.25 mm DI, 0.5 µm ef

Contenu 1 Pièce(s)

REF 726225.30

Prix sur demande




Colonne de CPG, moyennement polaire, OPTIMA 35 MS, 30 m L, 0.32 mm

Contenu 1 Pièce(s)

REF 726157.30

Prix sur demande



Colonne de CPG, moyennement polaire, OPTIMA 17, 30 m L, 0.25 mm DI, 0.25 µm ef

Contenu 1 Pièce(s)

REF 726022.30

Prix sur demande



Colonne de CPG, faible/moyen. polaire OPTIMA 1701, 25 m L, 0.53 mm DI, 2 µm ef

Contenu 1 Pièce(s)

REF 726735.25

Prix sur demande





Colonne de CPG, faible/moyen. polaire OPTIMA 1301, 50 m L, 0.25 mm DI, 0.25 μm ef

Contenu 1 Pièce(s)

REF 726771.50

Prix sur demande



Colonne de CPG, moyennement polaire, OPTIMA 624 LB, 50 m L, 0.32 mm DI, 1.8 μm ef

Contenu 1 Pièce(s)

REF 726786.50

Prix sur demande



Colonne de CPG, moyennement polaire, OPTIMA 624, 50 m L, 0.32 mm DI, 1.8 μm ef

Contenu 1 Pièce(s)

REF 726787.50

Prix sur demande




Colonne de CPG, moyennement polaire, OPTIMA 624, 60 m L, 0.32 mm DI, 1.8 μm ef

Contenu 1 Pièce(s)

REF 726787.60

Prix sur demande




Colonne de CPG, polaire, OPTIMA WAX, 30 m L, 0.32 mm DI, 0.25 μm ef

Contenu 1 Pièce(s)

REF 726321.30

Prix sur demande




Colonne de CPG, polaire, OPTIMA WAX, 25 m L, 0.25 mm DI, 0.25 μm ef

Contenu 1 Pièce(s)

REF 726600.25

Prix sur demande




Colonne de CPG, polaire, OPTIMA WAX, 30 m L, 0.25 mm DI, 0.25 μm ef

Contenu 1 Pièce(s)

REF 726600.30

Prix sur demande



Colonne de CPG, polaire, OPTIMA FFAP, 30 m L, 0.32 mm DI, 0.5 μm ef

Contenu 1 Pièce(s)

REF 726344.30

Prix sur demande




Col. CPG, apol- faiblement pol., OPTIMA 5 Amine, 30 m L, 0.25 mm DI, 0.5 μm ef

Contenu 1 Pièce(s)

REF 726354.30

Prix sur demande






Col. CPG, apol.- faiblement polaire, OPTIMA 5 HT, 30 m L, 0.25 mm DI, 0.25 µm ef

Contenu 1 Pièce(s)

REF 726106.30

Prix sur demande



Colonne de CPG, polaire, OPTIMA FFAPplus, 30 m L, 0.25 mm DI, 0.25 µm ef

Contenu 1 Pièce(s)

REF 726241.30

Prix sur demande



Col. CPG, moy. pol.-polaire OPTIMA DELTA-6, 50 m L, 0.20 mm DI, 0.2 µm ef

Contenu 1 Pièce(s)

REF 726465.50

Prix sur demande




Colonne de CPG, polaire, PERMABOND CW 20 M, 60 m L, 0.32 mm DI, 0.5 µm ef

Contenu 1 Pièce(s)

REF 723296.60

Prix sur demande



Colonne de CPG, polaire, PERMABOND FFAP, 25 m L, 0.32 mm DI, 0.25 µm ef

Contenu 1 Pièce(s)

REF 723341.25

Prix sur demande



Colonne de CPG, polaire, PERMABOND FFAP, 10 m L, 0.53 mm DI, 1 µm ef

Contenu 1 Pièce(s)

REF 723555.10

Prix sur demande




Colonne de CPG, LIPODEX E, 25 m L, 0.25 mm DI, ef exclusive

Contenu 1 Pièce(s)

REF 723368.25

Prix sur demande



Colonne de CPG, HYDRODEX BETA-TBDAC, 25 m L, 0.25 mm DI, ef exclusive

Contenu 1 Pièce(s)

REF 723384.25

Prix sur demande




Colonne de CPG, HYDRODEX BETA-TBDAC, 50 m L, 0.25 mm DI, ef exclusive

Contenu 1 Pièce(s)

REF 723384.50

Prix sur demande





Colonne de CPG, HYDRODEX GAMMA-DiMOM, 25 m L, 0.25 mm DI, ef exclusive

Contenu 1 Pièce(s)

REF 723388.25

Prix sur demande




Colonne de CPG, apolaire, OPTIMA 1, 10 m L, 0.10 mm DI, 0.1 μ m ef

Contenu 1 Pièce(s)

REF 726024.10

Prix sur demande



Colonne de CPG, apolaire, OPTIMA 1, 20 m L, 0.10 mm DI, 0.1 μ m ef

Contenu 1 Pièce(s)

REF 726024.20

Prix sur demande




Colonne de CPG, apolaire, OPTIMA 1, 15 m L, 0.25 mm DI, 0.25 μ m ef

Contenu 1 Pièce(s)

REF 726050.15

Prix sur demande



Colonne de CPG, apolaire, OPTIMA 1, 25 m L, 0.25 mm DI, 0.25 μ m ef

Contenu 1 Pièce(s)

REF 726050.25

Prix sur demande



Colonne de CPG, apolaire, OPTIMA 1, 30 m L, 0.25 mm DI, 0.25 μ m ef

Contenu 1 Pièce(s)

REF 726050.30

Prix sur demande



Colonne de CPG, apolaire, OPTIMA 1, 50 m L, 0.25 mm DI, 0.5 μ m ef

Contenu 1 Pièce(s)

REF 726081.50

Prix sur demande



Colonne de CPG, apolaire, OPTIMA 1, 60 m L, 0.25 mm DI, 0.5 μ m ef

Contenu 1 Pièce(s)

REF 726081.60

Prix sur demande



Colonne de CPG, apolaire, OPTIMA 1, 10 m L, 0.32 mm DI, 0.1 μ m ef

Contenu 1 Pièce(s)

REF 726301.10

Prix sur demande





Colonne de CPG, apolaire, OPTIMA 1, 60 m L,
0.32 mm DI, 0.1 µm ef

Contenu 1 Pièce(s)

REF 726301.60

Prix sur demande



Colonne de CPG, apolaire, OPTIMA 1, 10 m L,
0.32 mm DI, 0.25 µm ef

Contenu 1 Pièce(s)

REF 726302.10

Prix sur demande




Colonne de CPG, apolaire, OPTIMA 1, 15 m L,
0.32 mm DI, 0.25 µm ef

Contenu 1 Pièce(s)

REF 726302.15

Prix sur demande



Colonne de CPG, apolaire, OPTIMA 1, 25 m L,
0.32 mm DI, 0.25 µm ef

Contenu 1 Pièce(s)

REF 726302.25

Prix sur demande



Colonne de CPG, apolaire, OPTIMA 1, 50 m L,
0.32 mm DI, 0.25 µm ef

Contenu 1 Pièce(s)

REF 726302.50

Prix sur demande



Colonne de CPG, apolaire, OPTIMA 1, 60 m L,
0.32 mm DI, 0.25 µm ef

Contenu 1 Pièce(s)

REF 726302.60

Prix sur demande




Colonne de CPG, apolaire, OPTIMA 1, 10 m L,
0.32 mm DI, 0.5 µm ef

Contenu 1 Pièce(s)

REF 726304.10

Prix sur demande



Colonne de CPG, apolaire, OPTIMA 1, 25 m L,
0.32 mm DI, 0.5 µm ef

Contenu 1 Pièce(s)

REF 726304.25

Prix sur demande



Colonne de CPG, apolaire, OPTIMA 1, 30 m L,
0.32 mm DI, 0.5 µm ef

Contenu 1 Pièce(s)

REF 726304.30

Prix sur demande





Colonne de CPG, apolaire, OPTIMA 1, 50 m L,
0.32 mm DI, 0.5 µm ef

Contenu 1 Pièce(s)

REF 726304.50

Prix sur demande



Colonne de CPG, apolaire, OPTIMA 1, 60 m L,
0.32 mm DI, 0.5 µm ef

Contenu 1 Pièce(s)

REF 726304.60

Prix sur demande



Colonne de CPG, apolaire, OPTIMA 1, 10 m L,
0.32 mm DI, 1 µm ef

Contenu 1 Pièce(s)

REF 726323.10

Prix sur demande




Colonne de CPG, apolaire, OPTIMA 1, 15 m L,
0.32 mm DI, 1 µm ef

Contenu 1 Pièce(s)

REF 726323.15

Prix sur demande




Colonne de CPG, apolaire, OPTIMA 1, 25 m L,
0.32 mm DI, 1 µm ef

Contenu 1 Pièce(s)

REF 726323.25

Prix sur demande



Colonne de CPG, apolaire, OPTIMA 1, 30 m L,
0.32 mm DI, 1 µm ef

Contenu 1 Pièce(s)

REF 726323.30

Prix sur demande



Colonne de CPG, apolaire, OPTIMA 1, 50 m L,
0.32 mm DI, 1 µm ef

Contenu 1 Pièce(s)

REF 726323.50

Prix sur demande



Colonne de CPG, apolaire, OPTIMA 1, 25 m L,
0.53 mm DI, 0.5 µm ef

Contenu 1 Pièce(s)

REF 726519.25

Prix sur demande




Colonne de CPG, apolaire, OPTIMA 1, 30 m L,
0.53 mm DI, 0.5 µm ef

Contenu 1 Pièce(s)

REF 726519.30

Prix sur demande






Colonne de CPG, apolaire, OPTIMA 1, 25 m L,
0.53 mm DI, 2 µm ef

Contenu 1 Pièce(s)

REF 726521.25

Prix sur demande



Colonne de CPG, apolaire, OPTIMA 1, 30 m L,
0.53 mm DI, 2 µm ef

Contenu 1 Pièce(s)

REF 726521.30

Prix sur demande



Colonne de CPG, apolaire, OPTIMA 1, 10 m L,
0.53 mm DI, 1 µm ef

Contenu 1 Pièce(s)

REF 726529.10

Prix sur demande




Colonne de CPG, apolaire, OPTIMA 1, 15 m L,
0.53 mm DI, 1 µm ef

Contenu 1 Pièce(s)

REF 726529.15

Prix sur demande



Colonne de CPG, apolaire, OPTIMA 1, 25 m L,
0.53 mm DI, 1 µm ef

Contenu 1 Pièce(s)

REF 726529.25

Prix sur demande



Colonne de CPG, apolaire, OPTIMA 1, 30 m L,
0.53 mm DI, 1 µm ef

Contenu 1 Pièce(s)

REF 726529.30

Prix sur demande



Colonne de CPG, apolaire, OPTIMA 1, 25 m L,
0.25 mm DI, 1 µm ef

Contenu 1 Pièce(s)

REF 726802.25

Prix sur demande



Colonne de CPG, apolaire, OPTIMA 1, 30 m L,
0.25 mm DI, 1 µm ef

Contenu 1 Pièce(s)

REF 726802.30

Prix sur demande



Colonne de CPG, apolaire, OPTIMA 1, 50 m L,
0.25 mm DI, 1 µm ef

Contenu 1 Pièce(s)

REF 726802.50

Prix sur demande






Colonne de CPG, apolaire, OPTIMA 1, 60 m L, 0.25 mm DI, 1 μm ef

Contenu 1 Pièce(s)

REF 726802.60

Prix sur demande




Colonne de CPG, apolaire, OPTIMA 1, 25 m L, 0.32 mm DI, 3 μm ef

Contenu 1 Pièce(s)

REF 726805.25

Prix sur demande



Colonne de CPG, apolaire, OPTIMA 1, 30 m L, 0.32 mm DI, 3 μm ef

Contenu 1 Pièce(s)

REF 726805.30

Prix sur demande



Colonne de CPG, apolaire, OPTIMA 1, 50 m L, 0.32 mm DI, 3 μm ef

Contenu 1 Pièce(s)

REF 726805.50

Prix sur demande




Colonne de CPG, apolaire, OPTIMA 1, 60 m L, 0.32 mm DI, 3 μm ef

Contenu 1 Pièce(s)

REF 726805.60

Prix sur demande




Colonne de CPG, apolaire, OPTIMA 1, 25 m L, 0.32 mm DI, 0.35 μm ef

Contenu 1 Pièce(s)

REF 726821.25

Prix sur demande



Colonne de CPG, apolaire, OPTIMA 1, 25 m L, 0.20 mm DI, 0.1 μm ef

Contenu 1 Pièce(s)

REF 726832.25

Prix sur demande




Colonne de CPG, apolaire, OPTIMA 1, 12 m L, 0.20 mm DI, 0.2 μm ef

Contenu 1 Pièce(s)

REF 726834.12

Prix sur demande



Colonne de CPG, apolaire, OPTIMA 1, 25 m L, 0.20 mm DI, 0.2 μm ef

Contenu 1 Pièce(s)


REF 726834.25

Prix sur demande



Pré-colonnes CPG et retention gaps

Nous proposons des retention gap, des précolonnes et des capillaires non traités. La technique de retention gap associée à l'injection on-column, permet la concentration d'un grand volume d'échantillon dans la colonne. Les colonnes désactivées sont utilisées comme précolonnes afin d'accroître la durée de vie de la colonne.



Colonnes capillaires désactivées (précolonnes), Phe-Sil, faible/moyen. polaire

Contenu 1 Pièce(s)

REF 723108.10

Prix sur demande 



Colonnes Capillaires désactivées, précolonnes, méthyl silylé, apolaire

Contenu 1 Pièce(s)

REF 723106.10

Prix sur demande 




Colonnes capillaires désactivées (précolonnes), CW, polaires

Contenu 1 Pièce(s)

REF 723105.10

Prix sur demande 




Retention gaps, méthyl silylé, apolaire

Contenu 1 Pièce(s)

REF 723706.10

Prix sur demande 



Retention gaps, Phénylméthyl silylé, faible à moyennement polaire

Contenu 1 Pièce(s)

REF 723709.10

Prix sur demande 



Retention gaps, CW (carbowax, polyéthylène glycol), polaire

Contenu 1 Pièce(s)

REF 723712.10

Prix sur demande 



Capillaires non traités pour l'électrophorèse
Capillaire (EC), 1 m, 0,050 mm DI

Contenu 3 Pièce(s)

REF 723790.1

Prix sur demande



Capillaires non traités pour l'électrophorèse
Capillaire (EC), 10 m, 0,050 mm DI

Contenu 1 Pièce(s)

REF 723790.2

Prix sur demande



Capillaires non traités pour l'électrophorèse
Capillaire (EC), 1 m, 0,075 mm DI

Contenu 3 Pièce(s)

REF 723791.1

Prix sur demande



Capillaires non traités pour l'électrophorèse
Capillaire (EC), 10 m, 0,075 mm DI

Contenu 1 Pièce(s)

REF 723791.2

Prix sur demande



Capillaires non traités pour l'électrophorèse
Capillaire (EC), 1 m, 0,100 mm DI

Contenu 3 Pièce(s)

REF 723792.1

Prix sur demande



Capillaires non traités pour l'électrophorèse
Capillaire (EC), 10 m, 0,100 mm DI

Contenu 1 Pièce(s)

REF 723792.2

Prix sur demande



Capillaires non traités pour l'électrophorèse
Capillaire (EC), 1 m, 0,025 mm DI

Contenu 3 Pièce(s)

REF 723793.1

Prix sur demande



Capillaires non traités pour l'électrophorèse
Capillaire (EC), 10 m, 0,025 mm DI

Contenu 1 Pièce(s)

REF 723793.2

Prix sur demande



Capillaires non traités

Contenu 1 Pièce(s)

REF 723101.10

Prix sur demande



Réactifs de dérivation pour CPG

En chromatographie en phase gazeuse, la volatilité des composés joue un rôle majeur. Vous pouvez améliorer la volatilité et obtenir une meilleure stabilité thermique de vos analytes avec nos réactifs de dérivation de haute pureté. Une limite de détection plus faible pour les applications CPG peut également être atteinte.



Réactifs de dérivation pour la CPG, silylation, MSTFA

Contenu 1 Paquet(s)

REF 701270.110

Prix sur demande



Réactifs de dérivation pour la CPG, alkylation, méthylation, TMSH

Contenu 1 Paquet(s)

REF 701520.110

Prix sur demande



Réactifs de dérivation pour la CPG, silylation, BSTFA

Contenu 1 Paquet(s)

REF 701220.110

Prix sur demande



Réactifs de dérivation pour la CPG, silylation, TSIM

Contenu 1 Paquet(s)

REF 701310.110

Prix sur demande



Réactifs de dérivation pour la CPG, silylation, BSA

Contenu 1 Paquet(s)

REF 701210.110

Prix sur demande



Réactifs de dérivation pour la CPG, silylation, Silyl-991

Contenu 1 Paquet(s)

REF 701490.1100

Prix sur demande





Réactifs de dérivation pour la CPG, silylation, MBDSTFA

Contenu 1 Paquet(s)

REF 701440.201

Prix sur demande



Kit de développement de dérivation, silylation, acyl-, alkyl-, méthylation

Contenu 1 Paquet(s)

REF 701952

Prix sur demande



Réactifs de dérivation pour la CPG, silylation, TMCS

Contenu 1 Paquet(s)

REF 701280.201

Prix sur demande




Réactifs de dérivation pour la CPG, silylation, Silyl-2110

Contenu 1 Paquet(s)

REF 701480.201

Prix sur demande



Réactifs de dérivation pour la CPG, acylation, TFAA

Contenu 1 Paquet(s)

REF 701130.110

Prix sur demande



Réactifs de dérivation pour la CPG, silylation, MSHFBA

Contenu 1 Paquet(s)

REF 701260.110

Prix sur demande



Kit de développement de méthode de dérivation, alkylation, méthylation

Contenu 1 Paquet(s)

REF 701951

Prix sur demande



Réactifs de dérivation pour la CPG, acylation, HFBA

Contenu 1 Paquet(s)

REF 701110.110

Prix sur demande



Réactifs de dérivation pour la CPG, silylation, Silyl-271

Contenu 1 Paquet(s)

REF 701450.110

Prix sur demande





Réactifs de dérivation pour la CPG, silylation, Silyl-1139

Contenu 1 Paquet(s)

REF 701460.201

Prix sur demande



Réactifs de dérivation pour la CPG, alkylation, méthylation, DMF-DMA

Contenu 1 Paquet(s)

REF 701430.110

Prix sur demande



Réactifs de dérivation pour la CPG, acylation, PFBC

Contenu 1 Paquet(s)

REF 701120.101

Prix sur demande



Réactifs de dérivation pour la CPG, silylation, DMCS

Contenu 1 Paquet(s)

REF 701230.650

Prix sur demande



Réactifs de dérivation pour la CPG, silylation, HMDS

Contenu 1 Paquet(s)

REF 701240.510

Prix sur demande



Réactifs de dérivation pour la CPG, silylation, Silyl-21

Contenu 1 Paquet(s)

REF 701470.201

Prix sur demande



Kit de développement de méthode de dérivation, silylation

Contenu 1 Paquet(s)

REF 701953

Prix sur demande



Kit de développement de méthode de dérivation, acylation

Contenu 1 Paquet(s)

REF 701950

Prix sur demande



Réactifs de dérivation pour la CPG, acylation, MBTFA

Contenu 1 Paquet(s)

REF 701410.110

Prix sur demande



Sarl World Lab

Coopérative Errahma N°42 Les sources Bir Mourad Rais-ALGER
Tel: +021 56 25 46/44 93 14
Mob: +213 560 48 68 60/ +213 561 73 24 01/02
E-mail: worldlabdz@yahoo.fr
www.worldlab-dz.com